


# Tutti i vantaggi della tecnologia Memory

## Viti Memory

*l'espansione intelligente*

**ESCLUSIVA  
FORESTADENT GMBH**



Vite Mediana



Vite Sander II




Disgiuntore

### **Semplicemente unica!**

*L'espansione è sempre gestita totalmente dal clinico*

### **Maggior Comfort**

*Le forze continue e costanti aumentano il comfort del paziente*



### **Trattamenti più rapidi**

*Espansione più veloce con meno attivazioni*

### **Forze intelligenti**

*Le viti Memory utilizzano molle intelligenti che esprimono forze ideali e costanti*

# Vite Memory per Espansione

ESCLUSIVA  
FORESTADENT GMBH




Vite Memory Mediana - Cod.Art. 100M2015

## Vite Memory Mediana

Seconda generazione, vite per espansione ideale sia per l'arcata superiore che inferiore.

Estensione della molla: 0,8 mm / Forza: 500 gr

Espansione totale: 5 mm



Vite Memory 3D Bertoni - Cod.Art. 165M1413

## Vite Memory 3D Bertoni

Ideale per l'espansione mediana e l'avanzamento mascellare in un'unica apparecchiatura.

Estensione della molla: 0,8 mm / Forza: 500 gr

Espansione totale: 5 mm (per ciascun lato)



Vite Memory Sander II (Superiore) - Cod.Art. 169M1343

## Vite Memory Sander II (Superiore)

Specifica per il BJA (bite jumping appliance)\*

Questa vite permette di ottenere un'espansione più rapida di ben 3 volte rispetto al modello tradizionale.

Estensione della molla: 0,8 mm / Forza: 500 gr

Espansione totale: 5 mm



Vite Memory Sander II (Inferiore) - Cod.Art. 100M2016

## Vite Memory Sander II (Inferiore)

Vite speciale con mantentore di spazio e gig specifico per la gestione dei piani inclinati.

Estensione della molla: 0,8 mm / Forza: 500 gr

Espansione totale: 5 mm



Disgiuntore Palatale Memory "N" - Cod.Art. 167M1529

## Disgiuntore Palatale Memory "N"

Progettata per un'espansione più rapida e confortevole.

Estensione della molla: 1 mm / Forza: 800 gr

Espansione totale: 10 mm



Disgiuntore Memory Anatomico "S" - Cod.Art. A167M1326

## Disgiuntore Memory Anatomico "S"

Ideata per un'espansione più rapida e confortevole permette di essere più aderente al palato.

Estensione della molla: 1 mm / Forza: 500 gr

Espansione totale: 8 mm



Vite Memory di Protrusione - Cod.Art. 179M0718

## Vite Memory di Protrusione

Ideale per movimenti dentali di singoli elementi.

Estensione della molla: 0,7 mm / Forza: 90 gr

Espansione totale: 2,5 mm

Bernhard Förster GmbH · Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim · Germany  
Phone + 49 7231 459-0 · Fax + 49 7231 459-102 · info@forestadent.com · www.forestadent.com



Distributore esclusivo FORESTADENT per l'Italia:

OrthoPiù S.r.l. · Viale Libertà, 14/e · 27100 Pavia

Tel 0382.23267 · Fax 0382.307188

info@orthopiu.it · www.orthopiu.it

\*acc. to Prof. Dr. F. G. Sander