

NOVITÀ



Resina per la **STAMPA 3D** diretta  
degli allineatori trasparenti

**Graphy**  
TERA HARZ TC-85 DAC

## CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

### Colore

TC-85 DAC: Trasparente

TC-85 DAW: Bianco (su ordinazione)

### Durezza Shore

≥ 85 Mpa

### Resistenza alla flessione

≥ 65 Mpa (ISO 20795-2)

### Modulo elastico

≥ 1500 Mpa (ISO 20795-2)

## COMPATIBILITÀ

Tera Harz TC-85 DAC è compatibile con le stampanti parametrabili 3D a 405 nm.

## FORMATO

1 kg

## ISCRIVITI AL GRUPPO



Il Laboratorio Odontotecnico Digitale  
[groups/labodt.digitale](https://www.facebook.com/groups/labodt.digitale)



Distributore Autorizzato per l'Italia

## Richiedi ulteriori informazioni



[info@orthopiu.it](mailto:info@orthopiu.it)






[www.orthopiu.it](http://www.orthopiu.it)

Importatore per l'Italia



TC-85 DAC (Dental Aligner Clear) è un materiale fotopolimerico che supera la tecnologia degli allineatori realizzati con termostampa, rendendo quindi oggi possibile la produzione degli allineatori direttamente dalla stampante 3D.

TC-85 DAC è un materiale biocompatibile, conforme e certificato ai sensi degli standard   

Certificato come Dispositivo Medico classe IIA

