



Catalogo

20



COVID-19 MASCHERA DI PROTEZIONE "ARIA19"



La maschera Aria19, è nata da un'idea per proteggere il personale sanitario nell'emergenza Covid-19.

Questa maschera granfacciale, ha una valvola e un filtro nella parte superiore che l'ha resa un DPI dispositivo di protezione individuale certificato, per operatori sanitari, dentisti, odontoiatri, igienisti, chirurghi e per chiunque svolga un lavoro che non permetta la distanza di sicurezza di 1 metro.

Realizzata in silicone anallergico molto morbido, ideale per chi deve indossarla per molte ore al giorno. Visibilità ad ampio raggio. Con testiera in tessuto elastico per non strappare i capelli

Ha la possibilità di montare lenti ottiche.

Disponibile in 3 misure per adattarsi a tutti i tipi di viso.

La maschera può essere sanificata per consentire l'uso a più persone, e per garantire una maggiore protezione. La maschera è certificata INAL.

Il Kit comprende una maschera ARIA19, un adattatore e un filtro P3R.

Codice Art. OP-DPI/ARIA19



Montatura specifica per lenti graduate
OP-DPI/ARIA-GL



Adattatore
OP-DPI/ARIA-AF



Ricambio filtro P3R
OP-DPI/ARIA-FILTRO



IQair HealthPro 250

Sistema di depurazione dell'aria

Purificatore d'aria con elevate prestazioni sulla riduzione di allergeni, patogeni, gas e odori presenti negli studi.

Dimensioni 41 x 38 x h 70 cm

Peso 16kg

Portata massima 380 m³/h

Consigliato per ambienti fino a 75 mq.

Equipaggiamento in dotazione: monitoraggio della durata dei filtri, timer, 6 livelli di ventilazione


Hygienio

Sistema di disinfezione delle superfici

Una panoramica sul sistema che rivoluziona la sanificazione

Il sistema di sanificazione Hygienio è in grado di garantire negli spazi di lavoro una sicurezza paragonabile a quella di una sala chirurgica: innumerevoli prove interne e test di laboratorio hanno certificato abbattimenti della carica microbica superiori al 99.999%





La Scelta Estetica...Trasparente

Con i brackets in copolimero Flavion™ completamente estetici, la OrthoPiù è riuscita ad ottenere, grazie al particolare materiale utilizzato in abbinamento ad una ricercata progettazione, un prodotto trasparente estremamente resistente alle trazioni e alla deformazione. Il copolimero ad alta resistenza permette di ottenere una scorrevolezza nello slot simile ai brackets in metallo senza compromettere l'estetica risultando inoltre molto efficace contro la pigmentazione.

Prestazioni Cliniche Accertate

I Flavion™ sono disponibili nelle tecniche: Roth, MBT, Ricketts, Andrews e Standard Edgewise.

I brackets Flavion™ offrono al paziente un confort difficilmente eguagliabile ed al clinico tutte le caratteristiche meccaniche richieste. Prodotti con un materiale ideato per non abradere i denti, non cambiano colore mantenendo la trasparenza nel tempo.

Grazie alle nuove tecnologie di produzione, i Flavion™ sono proposti ad un prezzo estremamente interessante.



Innovazione. A Partire dalla Base.

I brackets Flavion™ sono stati ideati con una speciale ritenzione nella base anatomica che li rende estremamente precisi con una maggiore superficie di contatto tra dente e adesivo per una eccellente ritenzione.

La base è stata inoltre progettata con una superficie porosa, con milioni di micro ritenzioni per aumentare il legame con l'adesivo, tanto da rendere praticamente inutile l'impiego di un primer durante la fase di cementazione.

I brackets Flavion™ garantiscono una stabile adesione ed una facile rimozione grazie alle microsferette ritentive presenti sulla base.



Flavion - Prescrizione Roth*

Ricambi Arcata Superiore - 1pz

Dente	Torque	Angle	Rotation	M/D	R/L	ID	.018	.022
Centrale	+12°	+5°	0°	3.9 mm	R	●	OD-65-U1-8R	OD-65-U1-2R
					L	●	OD-65-U1-8L	OD-65-U1-2L
Laterale	+8°	+9°	0°	3.3 mm	R	●	OD-65-U2-8R	OD-65-U2-2R
					L	●	OD-65-U2-8L	OD-65-U2-2L
Canino	-2°	+8°	+4°	3.3 mm	R	●	OD-65-U3-8R	OD-65-U3-2R
					L	●	OD-65-U3-8L	OD-65-U3-2L
Canino Hk					R	●	OD-65-U3-8RK	OD-65-U3-2RK
					L	●	OD-65-U3-8LK	OD-65-U3-2LK
1°/2° Premolare	-7°	0°	0°	3.3 mm	U	●●	OD-65-U4-8U	OD-65-U4-2U
1°/2° Premolare Hk					U	●●	OD-65-U4-8UK	OD-65-U4-2UK

Ricambi Arcata Inferiore - 1pz

Dente	Torque	Angle	Rotation	M/D	R/L	ID	.018	.022
Incisivo Inferiore	0°	0°	0°	2.8 mm	U	●●	OD-65-L1-8U	OD-65-L1-2U
Canino	-11°	+5°	+2°	3.3 mm	R	●	OD-65-L3-8R	OD-65-L3-2R
					L	●	OD-65-L3-8L	OD-65-L3-2L
Canino Hk					R	●	OD-65-L3-8RK	OD-65-L3-2RK
					L	●	OD-65-L3-8LK	OD-65-L3-2LK
1° Premolare	-17°	0°	0°	3.3 mm	U	●●	OD-65-L4-8U	OD-65-L4-2U
1° Premolare Hk					U	●●	OD-65-L4-8UK	OD-65-L4-2UK
2° Premolare	-22°	+6°	0°	3.3 mm	U	●●	OD-65-L5-8U	OD-65-L5-2U
2° Premolare Hk					U	●●	OD-65-L5-8UK	OD-65-L5-2UK

Kit completi 20pz

	.018	.022
Kit completo 5x5 ganci su 3	OD-65K-3-18-1	OD-65K-3-22-1
Kit completo 5x5 ganci su 3/4/5	OD-65K-345-18-1	OD-65K-345-22-1

Flavion - Prescrizione Standard Edgewise

Ricambi Arcata Superiore/Inferiore - 1pz

Dente	Torque	Angle	Rotation	M/D	R/L	ID	.018	.022
Centrale	0°	0°	0°	3.9 mm	U	---	OD-67-CENT-18	OD-67-CENT-22
Laterale	0°	0°	0°	3.3 mm	U	---	OD-67-LAT-18	OD-67-LAT-22
Canino	0°	0°	0°	3.3 mm	U	---	OD-67-CUSP-18	OD-67-CUSP-22
Premolare	0°	0°	0°	3.3 mm	U	---	OD-67-BIC-18	OD-67-BIC-22
Incisivo Inferiore	0°	0°	0°	2.8 mm	U	---	OD-67-ANT-18	OD-67-ANT-22

Kit completi 20pz

	.018	.022
Kit completo 5x5 senza ganci	OD-67-EDG-18-1	OD-67-EDG-22-1

Flavion - Prescrizione MBT*

Ricambi Arcata Superiore - 1pz

Dente	Torque	Angle	Rotation	M/D	R/L	ID	.022
Centrale	+17°	+5°	0°	3.9 mm	R	●	OD-66-U1-2R
					L	●	OD-66-U1-2L
Laterale	+10°	+8°	0°	3.3 mm	R	●	OD-66-U2-2R
					L	●	OD-66-U2-2L
Canino	0°	+8°	0°	3.3 mm	R	●	OD-66-U3-2R
					L	●	OD-66-U3-2L
<i>Canino Hk</i>					R	●	OD-66-U3-2RK
					L	●	OD-66-U3-2LK
1°/2° Premolare	-7°	0°	0°	3.3 mm	U	●●	OD-66-U4-2U
1°/2° Premolare Hk					U	●●	OD-66-U4-2UK

Ricambi Arcata Inferiore - 1pz

Dente	Torque	Angle	Rotation	M/D	R/L	ID	.022
Incisivo Inferiore	-6°	0°	0°	2.8 mm	U	●●	OD-66-L1-2U
Canino	0°	+3°	0°	3.3 mm	R	●	OD-66-L3-2R
					L	●	OD-66-L3-2L
<i>Canino Hk</i>					R	●	OD-66-L3-2RK
					L	●	OD-66-L3-2LK
1° Premolare	-12°	+2°	0°	3.3 mm	R	●	OD-66-L4-2R
					L	●	OD-66-L4-2L
<i>1° Premolare Hk</i>					R	●	OD-66-L4-2RK
					L	●	OD-66-L4-2LK
2° Premolare	-17°	+2°	0°	3.3 mm	R	●	OD-66-L5-2R
					L	●	OD-66-L5-2L
<i>2° Premolare Hk</i>					R	●	OD-66-L5-2RK
					L	●	OD-66-L5-2LK

Kit completi 20pz

	.022
Kit completo 5x5 senza ganci	OD-66K-NHK-22-1
Kit completo 5x5 ganci su 3	OD-66K-3-22-1
Kit completo 5x5 ganci su 3/4/5	OD-66K-345-22-1



Flavion - Prescrizione Ricketts*

Ricambi Arcata Superiore - 1 pz

Dente	Torque	Angle	Rotation	M/D	R/L	ID	.018
Centrale	+22°	+5°	0°	3.9 mm	R	●	OD-68-U1-8R
					L	●	OD-68-U1-8L
<i>Centrale LoTorque</i>	+14°	+0°			R	●	OD-68-U1-8RL
					L	●	OD-68-U1-8LL
<i>Centrale HiTorque</i>	+30°	+0°			R	●	OD-68-U1-8RH
					L	●	OD-68-U1-8LH
Laterale	+14°	+8°	0°	3.3 mm	R	●	OD-68-U2-8R
					L	●	OD-68-U2-8L
<i>Laterale LoTorque</i>	+8°	+0°			R	●	OD-68-U2-8RL
					L	●	OD-68-U2-8LL
<i>Laterale HiTorque</i>	+22°	+0°			R	●	OD-68-U2-8RH
					L	●	OD-68-U2-8LH
Canino	+7°	+5°	0°	3.3 mm	R	●	OD-68-U3-8R
					L	●	OD-68-U3-8L
<i>Canino Hk</i>					R	●	OD-68-U3-8RK
					L	●	OD-68-U3-8LK
1°/2° Premolare	0°	0°	0°	3.3 mm	U	●●	OD-68-LU45-8U
<i>1°/2° Premolare Hk</i>					R	●	OD-68-U4-8RK
					L	●	OD-68-U4-8LK

Ricambi Arcata Inferiore - 1 pz

Dente	Torque	Angle	Rotation	M/D	R/L	ID	.018
Incisorio Inferiore	0°	0°	0°	2.8 mm	U	●●	OD-68-L1-8U
Canino	+7°	+5°	0°	3.3 mm	R	●	OD-68-L3-8R
					L	●	OD-68-L3-8L
<i>Canino Hk</i>					R	●	OD-68-L3-8RK
					L	●	OD-68-L3-8LK
1°/2° Premolare	0°	0°	0°	3.3 mm	U	●●	OD-68-L4-8U
<i>1°/2° Premolare Hk</i>					R	●	OD-68-L4-8RK
					L	●	OD-68-L4-8LK

Kit completi 20pz

	.018
Kit completo 5x5 senza ganci	OD-68K-NHK-18-1
Kit completo 5x5 ganci su 3	OD-68K-3-18-1



ATTACCHI IN METALLO EDGEWISE / TWEED



Brackets OrthoPiù **Edgewise**

Kit completi 20pz

.022

Kit completo 5x5 senza ganci

OP-ATT/EDG-22




Brackets OrthoPiù **Tweed**

Kit completi 20pz

.022

Kit completo 5x5 senza ganci

OP-ATT/TWD-22



Brackets OrthoPiù **New Boston**

Kit completi 20pz

.022

Kit completo 5x5 ganci su canini

OP-ATT/BR-NB-HK3

TUBI VIPER 2 PER MOLARI

Tubo Singolo Diretto, Non Convertibile



1°/2° Molare Superiore

confezione 10pz

Torque	Offset	Rx	M/D	R/L	ID	Diretto (Base Larga)		Da Puntare
						.018	.022	.022
0°	0°	STD	4.2 mm	R	◆	OP-TSV-2/STD-821E	OP-TSV-2/STD-221E	OP-TSV-2/STD-221P
				L	◆	OP-TSV-2/STD-822E	OP-TSV-2/STD-222E	OP-TSV-2/STD-222P
-10°	8°	Roth	4.2 mm	R	●		OP-TSV-2/ROT-225E	
				L	●		OP-TSV-2/ROT-226E	
-14°	10°	MBT	4.2 mm	R	●		OP-TSV-2/MBT-233E	
				L	●		OP-TSV-2/MBT-234E	

1°/2° Molare Inferiore

confezione 10pz

Torque	Offset	Rx	M/D	R/L	ID	Diretto (Base Larga)		Da Puntare
						.018	.022	.022
0°	0°	STD	4.2 mm	R	◆	OP-TSV-2/STD-822E	OP-TSV-2/STD-222E	OP-TSV-2/STD-222P
				L	◆	OP-TSV-2/STD-821E	OP-TSV-2/STD-221E	OP-TSV-2/STD-221P
-25°	5°	Roth	4.2 mm	R	■		OP-TSV-2/ROT-227E	
				L	■		OP-TSV-2/ROT-228E	
-20°	0°	MBT	4.2 mm	R	▲		OP-TSV-2/MBT-209E	
				L	▲		OP-TSV-2/MBT-210E	



Molle APERTE in Nickel Titanio

La molla ProFlex™ esprime una forza leggera e costante aumentando il confort del paziente e l'efficacia del trattamento.

Disponibile in confezione da 3 molle dritte da 7" (18cm) oppure in rocchetto da 15" (38cm)

Forza	Diametro Filo	Dritte 7"	Rocchetto 15"
100gr.	.010" x .030"	OP-MOLLA/NT1030	OP-MOLLA/NT10R
150gr.	.012" x .030"	OP-MOLLA/NT1230	OP-MOLLA/NT12R

Molle Aperte e Chiuse in Acciaio

Aperte e Chiuse, disponibili nel diametro .010 x .030

Rocchetto da 90cm


Aperta OP-MOLLA/SS-A
Chiusa OP-MOLLA/SS-C

Ganci Chirurgici da Serrare



- Facili da serrare su qualsiasi sezione di filo, anche quando è già posizionato
- Ancoraggio sicuro
- Gancio a palla, facilita l'uso delle legature
- Arrotondato, per il confort del paziente
- Acciaio di alta qualità

Ganci Piccoli 10pz OP-GANCI/CHIR-C
Ganci Grandi 10pz OP-GANCI/CHIR-L



Catenella per canini inclusi

Catenella GOLD 1pz OP-CATEN/EYE-GH
Catenella SILVER 10pz FO-760-0030

Legature Kobayashi

Le legature Kobayashi realizzate con fili morbidi passivi in acciaio per offrire la massima resistenza. Le Koby corte preformate risultano comode riducendo i tempi di posizionamento. 100pz

.012" Lunghe OP-LEG/KOB012
.014" Lunghe OP-LEG/KOB014
.012" Corte OP-LEG/KOBY012
.014" Corte OP-LEG/KOBY014



Legature Preformate Lunghe


Le legature metalliche preformate lunghe sono realizzate partendo da un filo passivo in acciaio per offrire la massima facilità di utilizzo. 1000pz

.008 OP-LEG/008
.009 OP-LEG/009
.010 OP-LEG/010
.011 OP-LEG/011
.012 OP-LEG/012



Legature Preformate Corte

500pz



.010 OP-LEG/CORTE010

PINZA DI KIM E PINZA MERRIFIELD



NUOVO MODELLO

PINZA DI KIM ORIGINALE

torretta sottile con tronchese

YD-27423



PINZA DI KIM ORTHOPIU'

torretta con punta concava liscia

OP-SO-SP24-135



PINZA DI KIM SCHWERT (SPADA)

torretta sottile

OP-SW/5171

FILI SUPER RESILIENTI IN LEGA CROMO-COBALTO

confezione da 10pz

Elgiloy Blu .016"x.022"	RM-E306
OrthoPiu' .016"x.022"	OP-0306
Forestalloy Blu .016"x.022"	FO-232-4400



PINZA MERRIFIELD APPROVATA TWEED FOUNDATION

punta sottile

OP-07/44W

NB: i prezzi subiscono le variazioni dei listini ufficiali

10



OrthoPiu' S.r.l. Viale della Libertà, 14/e Pavia
Tel 0382.23267 - info@orthopiu.it - www.orthopiu.it

BRACKETS IN METALLO MINI-MONO "S" FORESTADENT - PRESCRIZIONE SATO STD

slot .018 - confezione da 10pz

Centrali		FO-L702-0103
Laterali		FO-L702-0203
Canini e Premolari		FO-K702-0503
Incisivi inferiori		FO-M702-1203

Kit completo 5x5 20pz	FO-706-0209
Kit completo 6x6 24pz	FO-706-0209/6
Kit completo 7x7 28pz	FO-706-0209/7



BRACKETS IN METALLO MINI-MONO "S" FORESTADENT - PRESCRIZIONE SATO RICK

slot .018 - confezione da 10pz

Centrali		FO-L703-0103
Laterali	U2R	FO-N704-0203
Laterali	U2L	FO-O703-0203
Canini	U3R	FO-N704-0303
Canini	U3L	FO-O703-0303
Premolari		FO-K702-0503
Incisivi inferiori		FO-M702-1203

Kit completo 5x5 20pz	FO-706-0219/SAT
Kit completo 6x6 24pz	FO-706-0219/SA6
Kit completo 7x7 28pz	FO-706-0219/SA7



BRACKETS GEMELLARI PER MOLARI

slot .018 - confezione da 10pz

base diretta	FO-L702S0103
--------------	--------------



TUBI SINGOLI DIRETTI PER 7°

slot .018 - confezione da 10pz

Mini (i kit 7x7 sono composti con questi tubi)

Con gancio	0°T/0°A	UR/LL	FO-748-8211
		UL/LR	FO-748-8311

Optional Micro

Con gancio	0°T/0°A	UR/LL	FO-748-9211
		UL/LR	FO-748-9311

Optional Micro

Con gancio	0°T/0°A	UR/LL	FO-760-2167
		UL/LR	FO-760-1167



BRUX CHECKER

indispensabile per valutare i punti di contatto ed i movimenti del bruxismo. confezione da 10pz

Spess. 1mm. / Ø .125 colore rosso DG-3209

Listino € 53,00+Iva 4%





Legature elastiche

LEGATURE	Easy	Easy ¹⁰
Colore	Ø .115	Ø .115
Trasparente	AU-300-101	AU-300-301
Bianco	AU-300-110	
Argento	AU-300-115	
Grigio Fumo	AU-300-121	
Grigio	AU-300-100	AU-300-300
Nero	AU-300-107	
Azzurro	AU-300-114	
Royal Blu	AU-300-106	
Rosso	AU-300-105	
Viola	AU-300-104	
Verde	AU-300-118	
Giallo	AU-300-109	
Rosa	AU-300-102	
Verde Fluor	AU-300-120	
Blue Fluor	AU-300-130	
Verde Neon	AU-300-103	
Arancione	AU-300-108	
Avorio	AU-300-111	
Smeraldo	AU-300-112	
Turchese	AU-300-113	
Lavanda	AU-300-132	
Fucsia	AU-300-123	
Carolina Blue	AU-300-127	
Dark Blue	AU-300-124	
Oro Metallic	AU-300-116	
Perlato	AU-300-133	
Assortite	AU-300-100MP	AU-300-300MP

Confezioni da 1008 pz

Catenelle elastiche

CATENELLA		
Continua	Corta	Lunga
AU-700-501	AU-700-301	AU-700-401
AU-700-515	AU-700-315	AU-700-415
AU-700-500	AU-700-300	AU-700-400

Rocchetto da 4,5 mt

Catenella superelastica MORITA RMO



confezioni da 4,5mt

Colore	Continua	Corta	Lunga
Trasparente	RM-LX2849	RM-LN4049	RM-LW5149
Grigia	RM-LX2849G	RM-LN4049G	RM-LW5149G



Tubo e Filo Elastico

Tubo Elastico (Vuoto) I nodi rimangono serrati in quanto il tubo si piega dove viene annodato e rimane in posizione senza scivolare. Il tubo subisce un trattamento termico per aumentarne l'elasticità.

Filo Elastico (Pieno) Prodotto da un elastomero di alta qualità, non si deteriora e non si impregna. Alta qualità per una lunga durata. Disponibile anche "ruvido" per evitare scivolamenti del nodo.



Cera di protezione

Allevia il dolore e il fastidio dei brackets.

Confezione 50pz

Cod. OP-CERA/50T

Tubo (Vuoto)



rocchetto 15mt

Colore	.025" (.64mm)	.030" (.76mm)
Grigio	OP-EL/TUB025G*	OP-EL/TUB030G
Trasparente	OP-EL/TUB025T	OP-EL/TUB030T

Filo (Pieno)



rocchetto 15mt

Colore	.025" (.64mm)	.030" (.76mm)
Grigio	OP-EL/FILO025G*	OP-EL/FILO030G
Trasparente	OP-EL/FILO025T	OP-EL/FILO030T

Filo Ruvido (Pieno)



rocchetto 7,5mt

Colore	.025" (.64mm)	.030" (.76mm)
Grigio	OP-EL/RUV025G	OP-EL/RUV030G
Trasparente	OP-EL/RUV025T	OP-EL/RUV030T

IL FILO IDEALE PER LEGATURE ELASTICHE, LA RUVIDITA' EVITA CHE IL NODO SI SCIOLGA


Tubo Lip Bumper



rocchetto 15mt

Colore	max .018"	max .027"	max .046"
Grigio	OP-EL/LIP025G*	OP-EL/LIP027G	
Trasparente	OP-EL/LIP025T	OP-EL/LIP027T	OP-EL/LIP046T

* ad esaurimento



Elastici Separatori

a stella, 1000pz

Cod. AU-500-002



Posizionatori per elastici

confezione da 100pz

Cod. OP-TIRAELASTICI

Il primo filo per splintaggio facile da utilizzare che si taglia senza sbavature con un qualsiasi tronchese.



Realizzato partendo da un filo intrecciato (Coax), grazie alla particolare struttura a sezione rettangolare appiattita aderisce facilmente alla superficie dei denti senza scivolare.

Lo spessore ulteriormente ridotto a soli **0,20mm** e la larghezza aumentata a ben **0,75mm**, ne consente l'adesione ai denti con un ingombro minimo prevenendo il distacco legato alle forze create dalla masticazione.

Compatibile con tutti i tipi di adesivi.
Completamente passivo e di conseguenza facile da modellare.

Molto economico, nella confezione in rocchetto che consente di eliminare gli sprechi tipici dei fili pretagliati.

Indicato per tutti i tipi di Retainer e Splintaggi sia nell'arcata superiore che inferiore.



Reliance Bond-A-Braid
Fili diritti **piatti** passivi 10pz
Cod. RE-BOND-A-BRAID

Fili diritti **piatti** passivi 10pz
Cod. OP-RETAINER/W

Forestadent Fili diritti rotondi passivi 10pz
Cod. FO-261-4040



Filo piatto passivo
Rocchetto da 1,5mt

Cod. FO-261-1040



Il nuovo spingibande in alluminio SVOP con puntale in acciaio inox, nasce dall'esigenza di un gruppo di ortodontisti che richiedevano uno strumento maneggevole ma estremamente preciso e versatile per la procedura di posizionamento e modellazione delle bande.

Il design della punta studiato per modificare le bande nei solchi intercuspidali consente di modellare i bordi meno precisi, rendendo la banda aderente all'anatomia dentale. L'inserto zigrinato romboidale è stato ideato con una particolare forma senza spigoli taglienti ed un orientamento che consente di assestare la banda nella posizione ideale.



Il cappuccio protettivo in gomma con il riferimento della posizione dell'inserto zigrinato, permette all'operatore di avere una precisa visione del punto di contatto con il bordo occlusale della banda ed inoltre consente al paziente di serrare e modulare la forza necessaria per l'assestamento della banda senza correre il rischio di scheggiare l'antagonista che altrimenti verrebbe a contatto con uno strumento metallico.


E' stata riservata una particolare attenzione al design del manico ergonomico, disegnato senza spigoli e angoli vivi per una efficace pulizia e sterilizzazione. Realizzato in alluminio, oltre ad essere molto confortevole, lo spingibande SVOP risulta leggero ed estremamente bilanciato, rendendo facile l'utilizzo di questo strumento.

Spingibande SVOP OrthoPiù

Adattatore per bande in alluminio con 2 gommini di protezione intercambiabili.

Autoclavabile fino a 135°C

Cod. OP-SPINGIB/SVOP



Gommino di Ricambio

Gommino di protezione intercambiabile per spingibande SVOP

Autoclavabile fino a 135°C

2pz

Cod. OP-SPINGIB/SV-R



RELIANCE ULTRABAND-LOK

Kit 6 siringhe OP-ULTRABAND

Siringa singola OP-ULTRABAND/SIR



3M TRANSBOND MULTICURE KIT

cemento vetroionomerico per bande

Kit polvere + liquido 3M-712-050



3M TRANSBOND PLUS KIT

cemento per bande

Kit 5 siringhe di adesivo 3M-712-080

Mini-Mold Starter Kit

Pratico kit per creare accessori ed ausiliari d'emergenza utilizzando del composito. Estremamente semplice da usare: dopo aver scelto il puntale, riempirlo con il composito appoggiarlo sul dente, fotopolimerizzare e rimuoverlo. E' necessaria una ulteriore fotopolimerizzazione per stabilizzare l'ausiliario realizzato. Il kit contiene due manici e tre puntali in silicone per ognuna delle 7 forme disponibili (non include l'adesivo).

Mini-Mold Starter Kit

Contenuto del Kit:

- 27 Puntali (3x tipo)
- 2 Manici
- Istruzioni (adesivo non incluso)


Cod. OP-MINIMOLD



RELIANCE GO-TO adesivo per attacchi

Nuovo adesivo fotopolimerizzabile

Siringa singola RE-GOTO
Beccucci (10pz) RE-GOTO/BEC



RELIANCE RELY A BOND adesivo auto no-mix

Kit 4 siringhe (tot 14 gr) RE-RELY-A-BOND
Etching Agent Gel 9 gr, Primer 16 cc ed accessori.

Ricambio 4 siringhe (tot. 14 gr) RE-RELY
Primer 16 cc RE-RELY



RELIANCE RELY A BOND adesivo auto no-mix

Kit capsule predosate RE-RELY-A-BOND/T
34 capsule da 0,4 gr cad. (14 gr), Etching Gel da 9 gr
Primer da 16 cc e accessori.

Ricambio 34 capsule (tot. 14 gr) RE-RELY
Primer 16 cc RE-RELY



3M TRANSBOND XT

adesivo per attacchi

Kit 2 siringhe, primer 3M-712-035

Ricambio 4 siringhe 4gr 3M-712-036

Ricambio primer 6ml 3M-712-034



GC FUJI ORTHO LC

adesivo per attacchi e bande,

Intro Kit OP-FUJILC/KITF



FRESE PER RIMUOVERE IL COMPOSITO

non rovinano lo smalto, confezione 5pz

Per micromotore OP-FRESA/M

Per turbina OP-FRESA/T


Beaver Jet taglio a cupola OP-FRESA/B



ARCHI IN NICKEL TITANIO SUPERELASTICO



Gli archi in Nickel Titanio superelastico sono indicati sia nei casi difficili che nei casi di routine. Ideali per il livellamento, possono facilmente lavorare in situazioni difficili, dall'allineamento, fino alla rifinitura. Le eccellenti caratteristiche di forza e di memoria degli archi OrthoPiu' garantiscono i risultati attesi anche senza bisogno di modifiche. Sono prodotti con Nickel Titanio super elastico, con un alto grado di flessibilità che non subisce deformazioni rispetto alla forma d'arcata originale. Le forme d'arcata e gli angoli progettati sono estremamente precise per assicurare risultati eccellenti.




Archi in Nickel Titanio Super elastico 10pz

Diametro	Euro Form II Sup	Euro Form II Inf	True Form Sup	True Form Inf
.012"	OP-SEEF2/012U	OP-SEEF2/012L	OP-SETF/012U	OP-SETF/012L
.014"	OP-SEEF2/014U	OP-SEEF2/014L	OP-SETF/014U	OP-SETF/014L
.016"	OP-SEEF2/016U	OP-SEEF2/016L	OP-SETF/016U	OP-SETF/016L
.018"	OP-SEEF2/018U	OP-SEEF2/018L	OP-SETF/018U	OP-SETF/018L
.014" x .025"	OP-SEEF2/1425U	OP-SEEF2/1425L	OP-SETF/1425U	OP-SETF/1425L
.016" x .016"	OP-SEEF2/1616U	OP-SEEF2/1616L	OP-SETF/1616U	OP-SETF/1616L
.016" x .022"	OP-SEEF2/1622U	OP-SEEF2/1622L	OP-SETF/1622U	OP-SETF/1622L
.016" x .025"	OP-SEEF2/1625U	OP-SEEF2/1625L	OP-SETF/1625U	OP-SETF/1625L
.017" x .025"	OP-SEEF2/1725U	OP-SEEF2/1725L	OP-SETF/1725U	OP-SETF/1725L
.018" x .025"	OP-SEEF2/1825U	OP-SEEF2/1825L	OP-SETF/1825U	OP-SETF/1825L
.019" x .025"	OP-SEEF2/1925U	OP-SEEF2/1925L	OP-SETF/1925U	OP-SETF/1925L
.020" x .020"	OP-SEEF2/2020U	OP-SEEF2/2020L	OP-SETF/2020U	OP-SETF/2020L
.021" x .025"	OP-SEEF2/2125U	OP-SEEF2/2125L	OP-SETF/2125U	OP-SETF/2125L

Disponibili anche con stop e imbustati singolarmente

Gli archi OrthoPiù termici in Nickel Titanio sono morbidi e modellabili a temperatura ambiente ed estremamente facili da inserire e legare negli slot. La memoria si attiva per mezzo della temperatura corporea del paziente, esprimendo forze moderate e continue. Le forze moderate espresse dagli archi OrthoPiù termici in Nickel Titanio assicurano il massimo confort al paziente, permettendo di utilizzare diametri importanti sin dalle prime fasi della terapia. La loro forza leggera li rende ideali per pazienti con gravi affollamenti. Progettati per essere attivi con le variazioni di temperatura del corpo, i pazienti possono trovare sollievo semplicemente bevendo una bevanda fredda, così quando la temperatura del cavo orale ricomincia ad aumentare gradualmente, il filo ritornerà lentamente a lavorare riattivando la memoria elastica.



Archi in Nickel Titanio Termico 10pz

Diametro	Euro Form II Sup	Euro Form II Inf	True Form Sup	True Form Inf
.012"	OP-TE-EF2/012U	OP-TE-EF2/012L	OP-TE-TF/012U	OP-TE-TF/012L
.014"	OP-TE-EF2/014U	OP-TE-EF2/014L	OP-TE-TF/014U	OP-TE-TF/014L
.016"	OP-TE-EF2/016U	OP-TE-EF2/016L	OP-TE-TF/016U	OP-TE-TF/016L
.018"	OP-TE-EF2/018U	OP-TE-EF2/018L	OP-TE-TF/018U	OP-TE-TF/018L
.014" x .025"	OP-TE-EF2/1425U	OP-TE-EF2/1425L	OP-TE-TF/1425U	OP-TE-TF/1425L
.016" x .016"	OP-TE-EF2/1616U	OP-TE-EF2/1616L	OP-TE-TF/1616U	OP-TE-TF/1616L
.016" x .022"	OP-TE-EF2/1622U	OP-TE-EF2/1622L	OP-TE-TF/1622U	OP-TE-TF/1622L
.016" x .025"	OP-TE-EF2/1625U	OP-TE-EF2/1625L	OP-TE-TF/1625U	OP-TE-TF/1625L
.017" x .025"	OP-TE-EF2/1725U	OP-TE-EF2/1725L	OP-TE-TF/1725U	OP-TE-TF/1725L
.018" x .025"	OP-TE-EF2/1825U	OP-TE-EF2/1825L	OP-TE-TF/1825U	OP-TE-TF/1825L
.019" x .025"	OP-TE-EF2/1925U	OP-TE-EF2/1925L	OP-TE-TF/1925U	OP-TE-TF/1925L
.020" x .020"	OP-TE-EF2/2020U	OP-TE-EF2/2020L	OP-TE-TF/2020U	OP-TE-TF/2020L
.021" x .025"	OP-TE-EF2/2125U	OP-TE-EF2/2125L	OP-TE-TF/2125U	OP-TE-TF/2125L

Disponibili anche con stop e imbustati singolarmente

Fili Australiani Wilcock in Rocchetto

A.J. Wilcock Australian Wire ha guadagnato la reputazione di miglior filo in acciaio del suo genere. Il particolare processo di lavorazione gli consente di avere una resistenza straordinaria, mantenendo un alto grado di lavorabilità come nessun altro filo ortodontico in acciaio.

Le gradazioni dei fili Australiani Wilcock:

REGULAR: il più facile da piegare

REGULAR+: più resistente, facile da piegare

SPECIAL: maggiore forza, rotture minime

SPECIAL+: da piegare con attenzione per evitare rotture

SUPREME: il grado più alto di resilienza, non adatto per pieghe strette

Con i fili Regular e Regular+ si possono realizzare pieghe con facilità e risultano eccellenti come fili di utilità. Lo Special e lo Special+ sono l'ideale per l'apertura del morso e nei casi in cui è richiesta un'elevata resilienza. I Supreme, di diametro più piccolo, sono ideali per realizzare ausiliari.



Supreme

	BEIGE
Rocchetto 7,6mt	SUPREME
.009"	AW-227-060
.010"	AW-228-060



Regular



Regular+



Special



Special+


	ROSA	VERDE	AZZURRO	GIALLO
Rocchetto 7,6mt	REGULAR	REGULAR+	SPECIAL	SPECIAL+
.012"	AW-229-000	AW-229-010		AW-229-030
.014"	AW-230-100	AW-230-110	AW-230-120	AW-230-130
.016"	AW-231-300	AW-231-310	AW-231-320	AW-231-330
.018"	AW-232-400	AW-232-410	AW-232-420	AW-232-430
.020"	AW-233-500	AW-233-510		AW-233-530

Considerata la difficoltà di reperimento, contattare l'ufficio vendite per verificare la disponibilità.

I fili Australiani sono disponibili anche in barretta (diritti) su ordinazione.

Fili Diritti in Acciaio

Prodotti con lo stesso acciaio (tipo 304V) di alta qualità degli archi preformati. Assicurano il massimo ritorno elastico e risultano molto resistenti alle rotture anche durante le pieghe più complesse.



Fili diritti 14" (35cm) 10pz

ACCIAIO	
.016	OP-FILI/SS016
.018	OP-FILI/SS018
.032	OP-FILI/SS032
.036	OP-FILI/SS036
.040	OP-FILI/SS040
.045	OP-FILI/SS045
.016" x .016"	OP-FILI/SS1616
.016" x .022"	OP-FILI/SS1622
.017" x .022"	OP-FILI/SS1722
.017" x .025"	OP-FILI/SS1725
.018" x .025"	OP-FILI/SS1825
.019" x .025"	OP-FILI/SS1925
.021" x .025"	OP-FILI/SS2125
.0215" x .028"	FO-219-4453

BETA TITANIO	
.016" x .016"	OP-FILI/BT1616
.016" x .022"	OP-FILI/BT1622
.017" x .025"	OP-FILI/BT1725
.019" x .025"	OP-FILI/BT1925
.032	OP-FILI/BT032
.036	OP-FILI/BT036



Archi True Form 10pz

Archi Std 10pz

Braided (8 Fili)	Superiore	Inferiore	Standard
.016" x .016"	OP-FLEX8/1616OU	OP-FLEX8/1616OL	OP-FLEX8/1616S
.016" x .022"	OP-FLEX8/1622OU	OP-FLEX8/1622OL	OP-FLEX8/1622S
.017" x .025"	OP-FLEX8/1725OU	OP-FLEX8/1725OL	OP-FLEX8/1725S
.019" x .025"	OP-FLEX8/1925OU	OP-FLEX8/1925OL	
.021" x .025"	OP-FLEX8/2125OU	OP-FLEX8/2125OL	



Confezione 10pz

Coassiali (6 Fili)	Fili dritti 14"
.0155"	OP-COAX/0155F
.0175"	OP-COAX/0175F
.0195"	OP-COAX/0195F

Disponibili anche in rocchetto

FILI DIRITTI ELGILOY / ORTHOLOY / FORESTALLOY

fili super resilienti in lega Cromo-Cobalto
confezione 10pz

	RMO	ORTHOPIU	FORESTADENT
.016" x .016"	RM-E304	OP-0304	FO-222-4040
.016" x .022"	RM-E306	OP-0306	FO-232-4400
.028"		OP-0334	
.032"		OP-0335	
.036"	RM-E236	OP-0336	
.040"		OP-0337	
.045"		OP-0338	



Microstop

Si crimpiano sull'arco per evitare scivolamenti o per creare un punto di ancoraggio.

Confezione 10pz

Per fili tondi	Cod. OP-MICROSTOP/T
Per fili rettangolari	Cod. OP-MICROSTOP/R



Matite segna archi

Per segnare dei riferimenti su fili e archi, monouso.

Confezione 100pz

Bianche	OP-MATITE/B
Rosse	OP-MATITE/R


Calibro
OP-CALIBRO



Calibro "Zurigo" doppia punta
OP-SO-SG221



Calibro **digitale** con astuccio
OP-CALIBRO/DIG



SPECCHI PER FOTOGRAFIA 1pz

- | | |
|---------------------|----------------|
| Buccale | OP-SPECCHIO/B |
| Linguale | OP-SPECCHIO/L |
| Occlusale Bambino | OP-SPECCHIO/OB |
| Occlusale Adulto | OP-SPECCHIO/OA |
| Occlusale Adulto XL | OP-SPECCHIO/XL |

Disponibile anche in acciaio OP-SPECCHIO/ACC

Activa è l'innovativo sistema modulare di attivazione per molle in Nickel-Titanio.

Di facile impiego, consente di attivare progressivamente le molle posizionate sull'arco senza dover smontare l'apparecchiatura.


Sono realizzati in acciaio inox di tipo alimentare. Disponibili in tre misure: (1mm / 1,5mm / 2mm)

Activa permette di risparmiare molto tempo poltrona evitando la rimozione dell'arco e la sostituzione delle legature e della molla.



Progettato con un sistema di chiusura autocentrante (chiusura guidata) che consente di serrarlo sull'arco senza interferire con il filo, ma lasciandolo scorrere inalterando la biomeccanica.

Activa è disponibile in kit assortiti e in confezioni di ricambio da 20 pezzi.



Kit Prova 30 pz. (10/tipo)

OP-ACTIVA/PROVA

Ricambi 20 pz.

1,0 mm.

OP-ACTIVA/10

1,5 mm.

OP-ACTIVA/15

2,0 mm.

OP-ACTIVA/20



MASCHERA FACCIALE DINAMICA DELUXE



Doppia vite per fissaggio sicuro e stabile del supporto per la fronte.

Struttura principale in acciaio inox di alta qualità.

Fori di ventilazione per garantire la traspirazione e ridurre la sudorazione.

Supporto per la fronte realizzato in plastica stampata con morbido rivestimento sul lato interno per maggior confort del paziente. Il supporto può essere inclinato e ruotato.

Viti di raccordo di lunga durata, molto pratiche per adattare l'angolo della trazione.

Mentoniera in plastica con fori di ventilazione e morbido rivestimento per migliorare il confort del paziente. La forma e la possibilità di inclinazione e rotazione permettono di adattarla alle caratteristiche del paziente.



MASCHERA DINAMICA FACCIALE ORTHOPIU




Maschera Dinamica Facciale OrthoPiù completa, con ricambio (fronte+mentoniera), brugola per regolazione e **busta con cerniera**.

Disponibile in due colori:

AZZURRA cod. OP-MASC/HU-A

VIOLA cod. OP-MASC/HU-V



Maschere Facciali 1pz.

Maschere facciali confortevoli, con appoggi morbidi per la fronte ed il mento. In due versioni standard e regolabile.

- Appoggi morbidi e confortevoli
- Indicate per terapie di correzione del mascellare
- Realizzate in acciaio e materiale plastico

Misure: standard per adulti o piccola per bambini regolabile universale, adattabile tramite viti di bloccaggio

REGOLABILE	OP-DL-701
STANDARD ADULTI	OP-DL-700
PICCOLA BAMBINI	OP-DL-700S

MASCHERE FACCIALI ORIGINALI FRANCESI "PETIT"



Maschere facciali originali francesi "Petit"

confezione da 1pz.

trasparente piccola

OP-MASC/MSC

trasparente grande

OP-MASC/MLFC

MASCHERA FACCIALE DINAMICA PETIT

La maschera facciale dinamica regolabile consente di ottimizzare il controllo delle forze direzionali applicate regolando l'inserimento degli elastici in modo da sviluppare una forza ideale sul piano desiderato.

Tutte le componenti della maschera (frontale, barra di ancoraggio e mentoniera) sono regolabili per potersi adattare alle diverse strutture scheletriche di ciascun paziente; una volta determinate le posizioni, vengono fissate tramite una chiave a brugola, fornita nel kit.

La forza di trazione viene impostata scegliendo gli elastici extraorali della forza necessaria per sviluppare trazioni orizzontali, verso l'alto o verso il basso.

L'imbottitura dell'appoggio frontale e della mentoniera garantisce il miglior comfort, inoltre il tessuto è ipoallergenico e lavabile.

Struttura centrale in acciaio inox 3,5 cm
Mentoniera e appoggio frontale in polipropilene, materiale plastico confortevole
Imbottiture realizzate in materiale ultra confortevole, ultra traspirante, ipoallergenico e lavabile.

Venduto in bustina con cerniera, con la brugola per regolare i componenti e un set di imbottiture di ricambio.



La maschera è disponibile in 3 colori:

Colore Blu OP-MASCH/PETIT-BLU

Colore Gialla OP-MASCH/PETIT-GIALLA

Colore Rossa OP-MASCH/PETIT-ROSSA

ELASTICI EXTRAORALI



Elastici Extraorali in Lattice Naturale confezioni da 1000pz

Forza	1/4" (6,4mm)	5/16" (7,9mm)	3/8" (9,5mm)	1/2" (12,7mm)
X Heavy 8oz (227gr)	OP-EXTR/14-8	OP-EXTR/516-8		
XX Heavy 14oz (397gr)	su ord.	OP-EXTR/516-14	su ord.	OP-EXTR/12-14
XX Heavy 16oz (454gr)	OP-EXTR/14-16	OP-EXTR/516-16	OP-EXTR/38-16	OP-EXTR/12-16



Visore Ultrasottile per Cefalometria

Visore Led portatile ultrasottile e molto leggero, ideale per realizzare tracciati e per esaminare lastre. Interamente in PVC con due lampade Led con luminosità 5000K.

Particolarmente indicato per il trasporto solo 1300gr. di peso


Dimensioni schermo utile: 30x20cm

Alimentatore 220V e borsa per il trasporto inclusi

Cod. OP-VISORE

SUPER PROMO

€ 183,50 € 65,00 + IVA




Acetato

Blocco di fogli in acetato per tracciati.

100 fogli


OP-ACETATO



Dome secondo Ricketts

Pratico strumento con goniometro, per misurazione di tip-back e toe-in, sagome anatomiche dei denti indispensabili per realizzare tracciati cefalometrici

OP-TEMPLATE



Selettore di arcata AFB2

Molto utile per la valutazione dell'arcata secondo le forme pentamorfiche

OP-SELETTORE

IN OMAGGIO*

* sull'acquisto di 4 conf. di archi FO- / OP- fino ad esaurimento scorte



Fasce cervicali

Proposte in confezione assortita in vari colori: Blu, Jeans, Fucsia, Fantasia e Nero. Le fasce sono rinforzate con l'aggiunta di robusto nylon particolarmente resistente nell'utilizzo con i dinamometri. **5pz**

Cod. OP-CERVICALE/SE



Trazione Cervicale con Dinamometri

Fascia cervicale completa con due dinamometri da 600gr. e sistema di sicurezza. **1pz**

Cod. OP-FASCIA/DIN

Dinamometri con Sistema di Sicurezza

Dinamometri con sistema di sicurezza, prodotti con materiale plastico resistente e molla in acciaio. **10pz**

Forza	Grammi	Cod.
Leggera	450gr (16oz)	OP-DINAM/450
Media	600gr (20oz)	OP-DINAM/600
Pesante	750gr (32oz)	OP-DINAM/750



Cuffie High Pull

Prodotte in cotone/poliestere, completamente lavabili, con due posizioni per l'inserimento dei dinamometri che la rendono lunga o corta. Disponibili in due misure in confezione assortita nei colori blu, rosso e nero. **5pz**

Piccole OP-CUFFIA/SET
Grandi OP-CUFFIA/SETL

Cuffia con Dinamometri

Trazione alta completa con dinamometri da 600gr. e sistema di sicurezza. **1pz**


Piccola OP-CUFFIA/DIN-P
Grande OP-CUFFIA/DIN



Archi Extraorali

Cinque misure per adattarsi comodamente a tutti i pazienti. Prodotti con acciai di alta qualità, diametro .045 e .072 per la struttura esterna, massima robustezza e durata.

Misura	Lungh. mm	Codice
STD	Senza Anse	OP-425-000
STD / Bite	Senza Anse	OP-425-007
1	83	OP-425-001
2	90	OP-425-002
3	97	OP-425-003
4	104	OP-425-004
5	111	OP-425-005
6	118	OP-425-006



ELASTICI EXTRAORALI



Elastici Extraorali in Lattice Naturale confezioni da 1000pz

Forza	1/4" (6,4mm)	5/16" (7,9mm)	3/8" (9,5mm)	1/2" (12,7mm)
X Heavy 8oz (227gr)	OP-EXTR/14-8	OP-EXTR/516-8		
XX Heavy 14oz (397gr)	su ord.	OP-EXTR/516-14	su ord.	OP-EXTR/12-14
XX Heavy 16oz (454gr)	OP-EXTR/14-16	OP-EXTR/516-16	OP-EXTR/38-16	OP-EXTR/12-16

Dry Field System

Il sistema Dry Field (tipo "NOLA") combina la funzionalità di un comodo apribocca con un sistema di aspirazione della saliva integrato nello scudo protetti lingua che facilita anche le operazioni del clinico.

Il kit comprende i tubi in silicone ed il connettore a Y da collegare al sistema di aspirazione del riunito.

Il Dry Field System è disponibile in 2 misure:

Bambini (verde) OP-MY/DRY-B
Adulti (bianco) OP-MY/DRY-A



Apribocca Oral BioFilter

Oral BioFilter, OBF, è un sistema di separazione delle labbra che si collega all'aspirazione della poltrona da lavoro stessa, migliorando l'ambiente, la sicurezza e l'igiene delle persone che si trovano nel riunito dello studio odontoiatrico.

Riduce al minimo la contaminazione incrociata

Migliore accessibilità

Maggiore sicurezza / maggiore comfort

Più igienico

Ergonomico / Misura unica

Non autoclavabile

Confezione da 2 pz OP-OBF/2

Confezione da 6 pz OP-OBF/6



APRIBOCCA singoli a forchetta
sterilizzabili, in confezione da 1pz.

Piccolo OP-5048

Grande OP-5049



APRIBOCCA doppi
sterilizzabili, in confezione da 1pz.

Piccolo OP-5050

Grande OP-5052



RETRATTORI
sterilizzabili, in confezione da 1pz.

Piccolo OP-5053

Medio OP-5054

Grande OP-5055



RETRATTORI PER LABBRO
sterilizzabili, in confezione da 1pz.

Piccolo OP-5046

Medio OP-5047




RETRATTORI AUTOCLAVABILI
confezione 2pz

misura unica (adulti) EL-107059



SUPER PROMO

€19,00 €9,00 + IVA



PROFESSIONAL DUO KIT

Cod.: DS-DSPK2 Kit Stripping Profi con garanzia estesa a 24 mesi

Cod.: DS-DSPK1 Kit Stripping Profi con garanzia 12 mesi

Kit professionale nella sua confezione in latta con DiaStrip per la riduzione interdentale bilaterale e monolaterale dello smalto dentale, la finitura prossimale, lucidatura in ortodonzia, allineatori trasparenti e/o restaurativa. Il kit contiene il nuovo manipolo Twist oscillante con irrigazione di acqua interna (riduzione di 4:1), oltre a una testa separata (oscillante, 1.2mm), per lime con RA Ø 2,35 mm.

Contenuto:

4 DiaStrips 2 lati (3 di questi sono seghettati) + 4 Diastrips 1 lato + 2 CarbideStrip 2 lati per lucidatura

2 Testine lucidanti smontabili

1 Spessimetro con 6 spessori: 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 mm

1 Raffreddamento ad acqua DentaSonic HP

1 Testina supplementare oscillante + 1 Punta di estrazione + 1 Ugello per spray

RICAMBI



	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip	DiaStrip
2 lati, 5pz:	DSM-15	DSM-25	DSM-40	DSM-60
Grana µm:	15 µm	25 µm	40 µm	60 µm
Spess. 2 lati:	0,10 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,30 mm
1 lato, 5pz:	DSM1-15	DSM1-25	DSM1-40	DSM1-60
Grana µm:	15 µm	25 µm	40 µm	60 µm
Spess. 1 lato:	0,08 mm	0,10 mm	0,15 mm	0,20 mm



BASIC SET

(RAFFREDDAMENTO AD ACQUA)

Cod.: DS-DSG4-204 basic set garanzia 12 mesi

Il Basic set comprende manipolo con irrigazione di acqua interna, riduzione 4:1 e testina intercambiabile. La confezione contiene uno spessimetro, 4 lime assortite, una punta di estrazione e un ugello per spray.

Contenuto:

4 DiaStrips (seghetto bianco, giallo, rosso due lati e PoliStrip per lucidatura)

1 Spessimetro: 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 mm

1 Manipolo con irrigazione + 1 ugello per spray

1 punta di estrazione

ERGO STRIP SYSTEM

(SISTEMA MANUALE PER STRIPPING)

2 lati, 4pz:	ErgoStrip ESM-15	ErgoStrip ESM-25	ErgoStrip ESM-40	ErgoStrip ESM-60
Grana µm:	15 µm	25 µm	40 µm	60 µm
Spess. 2 lati:	0,10 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,30 mm
1 lato, 4pz:	ESM1-15	ESM1-25	ESM1-40	ESM1-60
Grana µm:	15 µm	25 µm	40 µm	60 µm
Spess. 1 lato:	0,08 mm	0,10 mm	0,15 mm	0,20 mm



Misuratori di Spazio OrthoPiù

Strumento necessario per la misurazione degli spazi prima e dopo lo stripping. Disponibili in quattro misure: 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,30mm

Sovrapponibili per combinare spessori maggiori

Realizzati in acciaio inox autoclavabile, Set da 4pz

Cod. OP-MISURA/SET-4



Ricambi strisce LM (ad esaurimento)

Confezioni da 50pz

Strisce	CON SPAZIO	SENZA SPAZIO
2 mm	OP-LM5502	OP-LM5512
3 mm	OP-LM5503	OP-LM5513
3 mm due lati	OP-LM5503D	OP-LM5513D

NUOVE PINZE PER ALLINEATORI



Pinza OrthoPiu **Per Rotazioni** cod. OP-SO-CA-05

Con questa pinza si possono creare delle tacche verticali negli allineatori trasparenti per facilitare le rotazioni dentali.



Pinza OrthoPiu **Per Torque** cod. OP-SO-CA-06

Con questa pinza si possono creare delle tacche orizzontali negli allineatori trasparenti per facilitare i movimenti dentali di torque.



Pinza OrthoPiu **Per Trazioni** cod. OP-SO-CA-07

Con questa pinza si possono creare delle tacche verso il margine gengivale degli allineatori trasparenti per creare dei punti trazione, dove applicare facilmente degli elastici.



Pinza OrthoPiu **Per Bottoni** cod. OP-SO-CA-08

Con questa pinza si possono creare dei fori rotondi, verso il margine gengivale degli allineatori trasparenti, per applicare con facilità sia brackets che bottoni, evitando interferenze con i tessuti molli.



Pinza **OrthoPiù Forma Bottoni** cod. **OP-SO-CA-1**

Con questo strumento, caratterizzato dalla punta circolare di dimensioni generose, si possono formare bottoni. *N.B.: è consigliato di scaldare lo strumento con una minitorcia per facilitare la modifica, facendo attenzione a non bucare il materiale.*



Pinza **OrthoPiù Taglia Bottoni** cod. **OP-SO-CA-2**

Questo strumento permette di tagliare la base dei bottoni creati sulla mascherina per ottimizzare la ritenzione di eventuali ausiliari. *N.B.: è consigliato di scaldare lo strumento con una minitorcia per facilitare la modifica, facendo attenzione a non bucare il materiale.*



Pinza **OrthoPiù Attivazioni Std** cod. **OP-SO-CA-3**

Questa pinza ha una punta sottile e allungata, permette di creare degli uncini per l'utilizzo di trazioni elastiche oppure può essere usata per attivazioni importanti.



Pinza **OrthoPiù Attivazioni Light** cod. **OP-SO-CA-4**

Questa pinza permette di creare attivazioni per il controllo di rotazioni, asse, traslazioni... La punta molto sottile permette attivazioni di circa 1mm.



SUPER PROMO

KIT 4 pinze per allineatori
€ 588,00 € 265,00 + IVA
(fino ad esaurimento scorte)

LM

LMActivator

Trattamenti ortodontici precoci ed eruzione guidata



feel the difference



Low Long - sezione molare lunga per pazienti che hanno i secondi molari.
Contenitore blu.

Codice	Taglia	Distanza tra incisivi superiori (mm)	Distanza tra incisivi inferiori (mm)
94040L	40	32.0 - 33.1	23.6 - 24.3
94045L	45	33.2 - 34.3	24.4 - 25.1
94050L	50	34.4 - 35.5	25.2 - 25.9
94055L	55	35.6 - 36.7	26.0 - 26.7
94060L	60	36.8 - 37.9	26.8 - 27.5
94065L	65	38.0 - 39.1	27.6 - 28.3
94070L	70	39.2 - 40.3	28.4 - 29.1



Low Short - sezione molare corta per pazienti senza secondi molari (non erotti).
Contenitore giallo.

Codice	Taglia	Distanza tra incisivi superiori (mm)	Distanza tra incisivi inferiori (mm)
94010L	10	24.8 - 25.9	18.8 - 19.5
94015L	15	26.0 - 27.1	19.6 - 20.3
94020L	20	27.2 - 28.3	20.4 - 21.1
94025L	25	28.4 - 29.5	21.2 - 21.9
94030L	30	29.6 - 30.7	22.0 - 22.7
94035L	35	30.8 - 31.9	22.8 - 23.5
94040LS	40	32.0 - 33.1	23.6 - 24.3
94045LS	45	33.2 - 34.3	24.4 - 25.1
94050LS	50	34.4 - 35.5	25.2 - 25.9
94055LS	55	35.6 - 36.7	26.0 - 26.7
94060LS	60	36.8 - 37.9	26.8 - 27.5
94065LS	65	38.0 - 39.1	27.6 - 28.3
94070LS	70	39.2 - 40.3	28.4 - 29.1

LM-Kit



LM-Activator™ Kit OP-LM94500

Lo Starter Kit contiene tutto il necessario per iniziare con LM-Activator™: 24 pezzi dei modelli e delle taglie centrali, 5 misuratori OrthoSizer con manici, materiale motivazionale per pazienti (posters, adesivi e carte premio) ed una fresa per silicone.

LM Intro Kit OP-LM94500/IK

L'Intro Kit contiene un mini assortimento iniziale di 10 pezzi assortiti: 2 Trainer-M, 2 Trainer-S, 1 Trainer Braces e 5 Activator™ Low Short delle misure centrali (40/45/50/55/60).



LM-OrthoSizer



LM-OrthoSizer è il misuratore speciale appositamente studiato per scegliere la taglia corretta dell'Activator.

Posizionare la linea verticale dell'OrthoSizer tra il laterale superiore sinistro ed il canino, leggere il valore corrispondente tra il laterale superiore destro ed il canino. Può essere usato con o senza manico.

LM-OrthoSizer
senza manico
con manico (standard)
con manico (foro conico)

Codice
OP-LM 9400
OP-LM 942526
OP-LM 942826

Le versioni Low e High del LM-Activator™ ideali per pazienti dai 9 ai 14 anni sono indicate per guidare l'eruzione e allineare i denti tramite l'indentazione incisiva, canina e premolare, attivano la crescita mandibolare, favoriscono lo sblocco della lingua, riducono la spinta delle labbra (effetto lip bumper), promuovono un corretto posizionamento mandibolare e facilitano lo sblocco dell'ATM. Versione **Long** per pazienti con i secondi molari erotti, versione **Short** per pazienti senza secondi molari. Versione **High** con spessore aumentato in prossimità dei secondi premolari e molari indicata per pazienti dolico facciali o con morsi aperti scheletrici. Versione **Low** meno spessa ideale per pazienti mesio e brachi facciale.



High Short - sezione molare corta e spessore aumentato per pazienti senza secondi molari (non erotti). Contenitore arancione.

Codice	Taglia	Distanza tra incisivi superiori (mm)	Distanza tra incisivi inferiori (mm)
94020H	20	27.2 - 28.3	20.4 - 21.1
94025H	25	28.4 - 29.5	21.2 - 21.9
94030H	30	29.6 - 30.7	22.0 - 22.7
94035H	35	30.8 - 31.9	22.8 - 23.5
94040HS	40	32.0 - 33.1	23.6 - 24.3
94045HS	45	33.2 - 34.3	24.4 - 25.1
94050HS	50	34.4 - 35.5	25.2 - 25.9
94055HS	55	35.6 - 36.7	26.0 - 26.7
94060HS	60	36.8 - 37.9	26.8 - 27.5
94065HS	65	38.0 - 39.1	27.6 - 28.3
94070HS	70	39.2 - 40.3	28.4 - 29.1



High Long - sezione molare lunga e spessore aumentato per pazienti che hanno i secondi molari. Contenitore verde.

Codice	Taglia	Distanza tra incisivi superiori (mm)	Distanza tra incisivi inferiori (mm)
94045H	45	33.2 - 34.3	24.4 - 25.1
94050H	50	34.4 - 35.5	25.2 - 25.9
94055H	55	35.6 - 36.7	26.0 - 26.7
94060H	60	36.8 - 37.9	26.8 - 27.5
94065H	65	38.0 - 39.1	27.6 - 28.3
94070H	70	39.2 - 40.3	28.4 - 29.1

FRESE PER MODIFICARE DISPOSITIVI IN SILICONE

Fresa in carburo di Tungsteno
Forma "fiamma" 1pz

Cod. OP-FRESA/QX



LM-Trainer

Trainer S - ideale per bambini dai 4 agli 8 anni, riduce le forze muscolari facilitando l'allineamento dei denti.

Trainer M - dispositivo per trattamento pre-ortodontico progettato per aiutare lo sviluppo dentale e la crescita del viso nei bambini in dentizione mista. Riduce i problemi correlati a deglutizione, succhiamento del pollice, spinta della lingua, disfunzione labiale e di respirazione.

Trainer Braces - realizzato per essere utilizzato da bambini e adulti portatori di un'apparecchiatura fissa.



LM-Trainer **Small**

Cod. OP-LM94100S
Slot per incisivi. Lip bumper.
Piccolo e morbido.



LM-Trainer **Medium**

Cod. OP-LM94100T
Slot per incisivi e canini
Lip bumper



LM-Trainer **Braces**

Cod. OP-LM94100TB

Si usa in presenza di brackets. Agisce avanzando la mandibola per la correzione delle II classi. Previene irritazioni e lacerazioni dei tessuti molli. Lip bumper



LMActivator2

Con l'esperienza di tanti anni tramite l'utilizzo degli LM Activator, sono stati progettati gli LM Activator2 che beneficiano di molti vantaggi: una nuova versione con rinforzo nel settore anteriore del piano occlusale per i modelli LOW, ideale per i casi di morso profondo.



NOVITA'!



LM Activator2 **Low Short**

Modello con sezione molare corta per pazienti senza secondi molari (non erotti). Identificabile dal contenitore giallo.

LM Activator2 Low Short				
Taglia	Regular Con Rinforzo	Regular Senza Rinforzo	Distanza* tra incisivi superiori (mm)	Distanza* tra incisivi inferiori (mm)
35	94235LSNR	94235LSN	30.5 - 31.7	23.1 - 23.9
40	94240LSNR	94240LSN	31.8 - 33.0	24.0 - 24.8
45	94245LSNR	94245LSN	33.1 - 34.4	24.9 - 25.7
50	94250LSNR	94250LSN	34.5 - 35.7	25.8 - 26.7
55	94255LSNR	94255LSN	35.8 - 37.1	26.8 - 27.7
60	94260LSNR	94260LSN	37.2 - 38.5	27.8 - 28.7
65	94265LSNR	94265LSN	38.6 - 39.9	28.8 - 29.7
70	94270LSNR	94270LSN	40.0 - 41.4	29.8 - 30.8

NOVITA'!



LM Activator2 **Low Long**

Modello con sezione molare lunga per pazienti con secondi molari (erotti o in eruzione). Identificabile dal contenitore blu.

LM Activator2 Low Long				
Taglia	Regular Con Rinforzo	Regular Senza Rinforzo	Distanza* tra incisivi superiori (mm)	Distanza* tra incisivi inferiori (mm)
35	94235LLNR	94235LLN	30.5 - 31.7	23.1 - 23.9
40	94240LLNR	94240LLN	31.8 - 33.0	24.0 - 24.8
45	94245LLNR	94245LLN	33.1 - 34.4	24.9 - 25.7
50	94250LLNR	94250LLN	34.5 - 35.7	25.8 - 26.7
55	94255LLNR	94255LLN	35.8 - 37.1	26.8 - 27.7
60	94260LLNR	94260LLN	37.2 - 38.5	27.8 - 28.7
65	94265LLNR	94265LLN	38.6 - 39.9	28.8 - 29.7
70	94270LLNR	94270LLN	40.0 - 41.4	29.8 - 30.8

NOVITA'!



LM Activator2 **High Short**

Modello con sezione molare corta per pazienti senza secondi molari (non erotti). Spessore aumentato dal secondo premolare fino ai molari. E'ideato per trattare i casi di morso aperto scheletrici e dentoalveolari. Identificabile dal contenitore arancione.

LM Activator2 High Short			
Taglia	Regular Senza Rin- forzo	Distanza* tra incisivi superiori (mm)	Distanza* tra incisivi inferiori (mm)
35	94235HSN	30.5 - 31.7	23.1 - 23.9
40	94240HSN	31.8 - 33.0	24.0 - 24.8
45	94245HSN	33.1 - 34.4	24.9 - 25.7
50	94250HSN	34.5 - 35.7	25.8 - 26.7
55	94255HSN	35.8 - 37.1	26.8 - 27.7
60	94260HSN	37.2 - 38.5	27.8 - 28.7
65	94265HSN	38.6 - 39.9	28.8 - 29.7
70	94270HSN	40.0 - 41.4	29.8 - 30.8

NOVITA'!



LM Activator2 **High Long**

Modello con sezione molare lunga per pazienti con i secondi molari (erotti o in eruzione). Spessore aumentato dal secondo premolare fino ai molari. E'ideato per trattare i casi di morso aperto scheletrici e dentoalveolari. Identificabile dal contenitore verde.

LM Activator2 High Long			
Taglia	Regular Senza Rin- forzo	Distanza* tra incisivi superiori (mm)	Distanza* tra incisivi inferiori (mm)
35	94235HLN	30.5 - 31.7	23.1 - 23.9
40	94240HLN	31.8 - 33.0	24.0 - 24.8
45	94245HLN	33.1 - 34.4	24.9 - 25.7
50	94250HLN	34.5 - 35.7	25.8 - 26.7
55	94255HLN	35.8 - 37.1	26.8 - 27.7
60	94260HLN	37.2 - 38.5	27.8 - 28.7
65	94265HLN	38.6 - 39.9	28.8 - 29.7
70	94270HLN	40.0 - 41.4	29.8 - 30.8

Il Finition™ R è un posizionatore preformato ideato per rifinire e mantenere il risultato della terapia ortodontica. Utilizzato immediatamente dopo il trattamento, è in grado di guidare i denti, ancora mobili, in una relazione ottimale.

Il materiale utilizzato lo rende unico nel suo genere (morbido ed elastico) e quindi molto confortevole per il paziente, che si abitua rapidamente all'uso del posizionatore. Risulta molto pratico per l'operatore che può sterilizzarlo, dopo averlo provato sul paziente, nel caso in cui la scelta della misura non fosse corretta e quindi riutilizzarlo.


Per la scelta della misura adatta è sufficiente prendere la distanza dalla linea mediana al punto distale del canino, con l'apposito misuratore e si otterrà così la misura corretta del Finition™ R.

confezione da 1pz





MISURE	SENZA ESTRAZIONE
45mm	OP-P45-0
46mm	OP-P46-0
47mm	OP-P47-0
48mm	OP-P48-0
49mm	OP-P49-0
50mm	OP-P50-0
51mm	OP-P51-0
52mm	OP-P52-0
53mm	OP-P53-0
54mm	OP-P54-0
55mm	OP-P55-0
56mm	OP-P56-0
57mm	OP-P57-0
58mm	OP-P58-0
59mm	OP-P59-0
60mm	OP-P60-0

COME SCEGLIERE LA MISURA CORRETTA



Per la scelta del Finition™ si utilizza il misuratore specifico, si posiziona la freccia "fissa" e si fa scorrere l'altra freccia centrandola tra il canino ed il premolare, a questo punto si rileva la taglia. Successivamente, per verifica, portare la freccia "fissa" tra il canino e il premolare e spostare l'altra freccia tra il canino e il premolare dell'altro quadrante.



FRESE SPECIALI PER MODIFICARE DISPOSITIVI IN SILICONE



Fresa per modificare gli apparecchi preformati in silicone, evita di surriscaldarsi e quindi di impastare il materiale. *Confezione 1pz*

Forma conica OP-PANZER/1
 Forma cilindrica OP-PANZER/2
 Forma cilindrica larga OP-PANZER/3

Fresa in carburo di Tungsteno
 Forma "fiamma" 1pz

Cod. OP-FRESA/QX



BOX PORTA APPARECCHI, BITE E ALLINEATORI



Midi BOX



I MidiBox porta apparecchi e porta bite, misura unica per tutto esclusi i Frankel particolarmente grandi. Realizzati con materiale plastico di altà qualità.

EL-BOX/ASS-100 MidiBox Colori Assortiti

EL-BOX/ECO-AZZ MidiBox Azzurri

EL-BOX/ECO-GIA MidiBox Gialli

EL-BOX/ECO-ROS MidiBox Rosa

EL-BOX/ECO-VER MidiBox Verdi

confezioni da 100 box

OrtoBox



OP-ORTOBOX/A Box porta app. Azzurri

OP-ORTOBOX/AR Box porta app. Arancione

OP-ORTOBOX/B Box porta app. Bianchi

OP-ORTOBOX/G Box porta app. Gialli

OP-ORTOBOX/R Box porta app. Fucsia

OP-ORTOBOX/V Box porta app. Verdi

confezioni da 10pz

OP-ORTOBOX/ASS Box porta app. Assortiti 25pz

BiteBox



OP-BITEBOX/A Box porta bite Azzurri

OP-BITEBOX/AR Box porta bite Arancione

OP-BITEBOX/B Box porta bite Bianchi

OP-BITEBOX/G Box porta bite Gialli

OP-BITEBOX/R Box porta bite Fucsia

OP-BITEBOX/V Box porta bite Verdi

confezioni da 10pz

OP-BITEBOX/ASS Box porta bite Assortiti 25pz

XL Box



Porta apparecchi "XL Box" (ad esaurimento)
Possono contenere anche apparecchiature grosse quali i Frankel.


OP-XLBOX/F Box XL Fucsia 10pz

OP-XLBOX/A Box XL Arancione 10pz

OP-XLBOX/C Box XL Celeste 10pz

OP-XLBOX/P Box XL Pistacchio 10pz

OP-XLBOX/ASS Box XL Colori Assortiti 20pz



Flux per saldatura

conf. 100 gr.
OP-FLUX/100

MATERIALE PER SALDATURA



Saldatura a base d'argento

conf. 20 gr.	OP-SALDATURA/20
conf. 50 gr.	OP-SALDATURA/50
conf. 25 gr. con flux (4 pz)	OP-SALDATURA/FL

Mandrino per saldatura

OP-MANDRINO



Puntatrice *Weldman*



cod. art. OP-WELDMAN

La **Weldman** è una puntatrice compatta e potente di nuova concezione che ha un sistema di controllo elettronico con una meccanica di precisione.

Poiché la potenza di saldatura può essere impostata senza limiti, il sistema elettronico di controllo permette regolazioni ottimali per saldature eccellenti.

L'unità si regola e gestisce con pochi pulsanti, posizionati con logica e che sono facilmente accessibili. L'interruttore a pedale rende l'azionamento molto comodo.

L'unica puntatrice ortodontica in grado di puntare anche leghe di TMA / CNA.

Altezza 17 cm - Larghezza 11 cm

Profondità 29 cm - Peso 4,3 kg

MOLTO LEGGERA / COMPATTA / ROBUSTA

MASTER S



Disponibile anche con visore 3D


Il laser Master 100 S è oggi il miglior laser sul mercato con un bassissimo impatto in termini di manutenzione.

Caratteristiche principali

Display a colori touch screen 7" - Cento memorie programmabili
Stereomicroscopio Leica 10x - Otturatore LCD ad elevata luminosità
Joystick interno alla camera di saldatura - Illuminazione a LED
Lampada a lunga durata - Telecamera integrata - Connessione Wi-Fi
36 mesi di garanzia



Esempi di utilizzo
con sistema di
miniviti Forestadent
OrthoEasy PAL



GENERATORE ORTHO-FLAME



ORTHO-FLAME L/45

Generatori a gas miscelati / Idrogeno & Ossigeno

Il modello di saldatrice più piccola e portatile. Può produrre 45 Lt/h, ideali per il singolo operatore.

Il principio di funzionamento di questi generatori si basa sulla dissociazione elettrolitica dell'acqua. La manutenzione è estremamente semplice. Particolarmente indicato per gli odontotecnici.

Accessori inclusi:

Cannello Standard

Valvola di tenuta - Tubo Ignifugo

Beccucci Bruciatori (Aghi PE/ACCIAIO)

Cod. Art. OP-ORTHOFLAME/L45



SCHWERT
SWEDEN - ESPANA
EPPE - SPADA

PINZE ORTODONTICHE SCHWERT (SPADA)

Le famose pinze Made in Germany, ormai note da anni agli ortodontisti di tutto il mondo, famose per aver sempre mantenuti i massimi standard qualitativi nelle fasi di produzione, a garanzia di uno strumento che rimanga affidabile e preciso nel tempo.

In questa pagina proponiamo una selezione di strumenti, rimandando al catalogo Schwert ortodonzia per la gamma completa di pinze specifiche.

Tronchese distale HCS SCHWERT
con sistema di trattenuta, per fili fino a .022x.028"

OP-SW/5231



Tronchese diritto SCHWERT
per fili fino a .022x.028"

OP-SW/5254



Pinza SCHWERT toglibande corta

OP-SW/5247



Pinza SCHWERT tre becchi
per fili fino a .022x.028"

OP-SW/5132



Mathieu diritto 14cm

OP-SW/2053




Dentronix si impegna a realizzare prodotti artigianali di qualità. Abbiamo iniziato a produrre pinze ortodontiche in USA dalla fine degli anni '60 e siamo stati tra i pionieri del design con i riporti nelle punte. Abbiamo inventato diversi strumenti indispensabili, siamo diventati leader nella rivoluzione del controllo sulle infezioni negli anni '80, progettando e sviluppando la sterilizzatrice più famosa tra gli ortodontisti. Oggi, continuiamo con la nostra tradizione di "Made in USA" per realizzare e soddisfare le esigenze dell'ortodontista.

Dentronix, linea Royal

La nostra linea di pinze autoclavabili con inserti super-hard non-ferrosi (per la maggior parte in carburo), resistono alla corrosione anche quando vengono sterilizzati con vapore. Garanzia a vita sui distacchi delle parti saldate. Sterilizzare unicamente a caldo. Cinque anni di garanzia sui difetti di produzione. Un anno di garanzia sul ricondizionamento e riaffilatura.

Per la linea completa di strumenti consultare il catalogo Dentronix nel ns sito www.orthopiu.it

MINI Originale Shear-Hold®



Royal DE200S
.022" x .025" MAX

Originale Shear-Hold®



Royal DE200
.022" x .025" MAX

Becchi d'uccello Con Scanalature



Royal DE134
.030" MAX
Misura delle punte  .028" .035"

Mini Con Trattenuta "Flush Cut" V Design



Royal DE200SV
.018" x .022" MAX
.016" MIN

Tweed Piatta Punte Corte



Royal DE210T
.022" x .028" MAX

Tronchese Diritto Per Fili



Royal DE201H
.022" x .028" MAX

**Togli Bande
Corta**

Royal DE347SI



**Tronchese
per Legature**

Royal DE201

.016" Soft MAX



Royal DE201S

.016" Soft MAX



**Tronchese MINI
per Legature**

Becchi D'Uccello

Royal DE139

.030" MAX

Misura delle punte → ● ← → ■ ←
.035" .035"



**Mini Per Legature
Angolato 15°**

Royal DE201SA

Soft .016" MAX



Weingart Sottile

NI D213S

.022 x .028" MAX



Weingart

Royal DE213I

.022 x .028" MAX




TRONCHESI E DISTALI ORTHOPIU'




Tronchese **mini**
per legature max 010

OP-SO-SC09-120T




Tronchese
per legature max 012

OP-SO-SC07-125T




Tronchese angolato a
5° per fili max 021x025

OP-SO-SC04-125T




Tronchese per fili
max 021x025

OP-SO-SC13-120T




Tronchese distale
max fili 021x025

OP-SO-SC15-125T




Tronchese distale
manici lunghi - max fili 021x025

OP-SO-SC19-150T




Tronchese distale lungo
Flush end - max fili 021x025

OP-SO-SC189-150




Pinza di Tweed
con punte standard

OP-SO-SP42-125




Pinza di Tweed
con punte riportate

OP-SO-SP42-125T




Pinza a becchi
d'uccello

OP-SO-SP27-125T




Pinza di Weingart
con punte standard

OP-SO-SP30-145



Pinza di Weingart
con punte fini

OP-SO-SP30-145S



SPINGIBANDE "SVOP"




Spingibande SVOP OrthoPiù

Adattatore per bande in alluminio con 2 gommini di protezione intercambiabili.


Autoclavabile fino a 135°C

Cod. OP-SPINGIB/SVOP



Spingibande Mershon


OP-SO-SB147-140



TOGLI ATTACCHI E TOGLI BANDE


Pinza toglì attacchi con punte diritte

OP-SO-SP64-135




Pinza toglì attacchi con punte curve

OP-SO-SP65-135




Pinza toglì bande lunga

OP-SO-SP67-135




Ricambi piattelli per toglì bande 3pz




Pinza di Nance
a gradini

OP-SO-SP45-125




Pinza De La Rosa
senza scanalature

OP-SO-SP46-125A




Pinza De La Rosa
con scanalature

OP-SO-SP46-125




Pinza Hollow Chop

OP-SO-SP56-130




Pinza per serrare
ganci chirurgici

OP-SO-SP110-130



Pinza a V per serrare
ganci chirurgici

OP-SO-SP200



PINZE PER MASCHERINE TERMOPLASTICHE




SUPER PROMO



KIT 4 pinze per allineatori


€ 588,00 € 265,00 + IVA
(fino ad esaurimento scorte)



Strumento per rimuovere le mascherine
confezione da 1pz. OP-SO-SC-190-73


Pinza "a cilindro" per attachment

OP-SO-CA01




Pinza per formare bottoni
(dopo aver usato la pinza CA01)

OP-SO-CA02




Pinza per attivazioni punta standard

OP-SO-CA03



Pinza per attivazioni punta sottile


OP-SO-CA04





Pinza linguale Weingart
con zigrinatura speciale

OP-SO-LP01/ZF




Pinza linguale
Cinch Back

OP-SO-LP05




Tronchese linguale
per legature max 014

OP-SO-LP02




Tronchese distale
linguale con trattenuta
per fili max 018x025

OP-SO-LP03



Pinza linguale
Tweed (2 Step)

OP-SO-LP04




PORTAPINZE E PORTA AGHI (MATHIEU)

Il nuovo portapinze OrthoPiù, prodotto con un acciaio estremamente leggero permette di alloggiare 14 pinze nella sua pratica rastrelliera, molto comodo durante il trasporto perchè mantiene gli strumenti in posizione evitando che si possano mischiare danneggiandosi.

E' inoltre possibile inserire altri strumenti quali spingibande o utilità. Disponibile in 3 colori.



Portapinze in acciaio - 14p.




Disponibile in vari colori:

BLU	OP-PORTAP-2/BLU
VERDE	OP-PORTAP-2/VERDE
ORO	OP-PORTAP-2/ORO
NERO	OP-PORTAP-2/NERO

Mathieu
standard

OP-SO-SN140-140



Mathieu (Smaha)
con punte sottili "grip"

OP-SO-SN135-STR




Mathieu
con punte sottili

OP-SO-SN144-140



Mosquito

OP-SO-SF158-120



Strumento di
utilità

OP-SO-SB148-175



Direzionatore
di legature

OP-SO-SB151-170




Pinza distale
per attacchi e tubi

OP-SO-SB146-170

Altimetro
a croce

OP-SO-SG207




Pinzetta dritta
per attacchi

OP-SO-SF162-130



Pinzetta corta
per attacchi


OP-SO-SF164-125



Pinzetta per attacchi
con lama


OP-SO-SF165-145






Pinza "maschio" per torque selettivo

OP-SO-SP196




Pinza "femmina" per torque selettivo

OP-SO-SP197




Pinza per separatori elastici

OP-SO-SP132-155




Pinza di Young
per fili max 0,7mm (.028)

OP-SO-SP49-130




Pinza di Utilità
OP-SO-SP97-150




Pinza tre becchi
per fili max 0,9mm (.036)

OP-SO-SP36-125




Pinza tre becchi da laboratorio
per fili max 1,0mm (.040)

OP-SO-SP93-145



Pinza per disgiuntori
max 1,0mm (.040)

OP-SO-SP90-130A





OrthoPiù S.r.l.
distribuzione prodotti
per l'ortodonzia

Viale Libertà, 14/e Pavia
Tel 0382.23267 Fax 0382.307188
www.orthopiu.it info@orthopiu.it



Fotografie, immagini e prezzi nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e potranno subire variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso; per la quotazione aggiornata sarà necessario contattare l'ufficio vendite OrthoPiù S.r.l.. Per le eventuali controversie sarà competente il Foro di Pavia. Le spedizioni saranno affidate a corrieri espressi nazionali con consegne entro 24/48h per la merce disponibile a magazzino. OrthoPiù S.r.l. Partita IVA e Codice Fiscale 02685070134. Per qualsiasi informazione contattare gli uffici tel 0382.23267 oppure info@orthopiu.it