





CATALOGO
PRODOTTI

26



Sistema di allineatori FAS:

...perchè è unico? ...un mondo di vantaggi!

Gli allineatori FAS sono il cuore di un trattamento ortodontico all'avanguardia, perfetto per i pazienti che desiderano migliorare il proprio sorriso senza il fastidio o il compromesso estetico degli attacchi tradizionali. A differenza di molti altri sistemi, la pianificazione del trattamento FAS è individualizzata.

I denti dei pazienti sono "reali" come le impronte digitali, quindi non si usano dati standard, per questo gli ortodontisti del centro di pianificazione collaborano con il dentista per creare il progetto (OcclusalDesign®) completamente personalizzato per il paziente, ovvero la pianificazione del suo futuro sorriso.



fas Aligner System

caratteristiche e pacchetti

fas Flex

Allineatori singoli per piccoli movimenti, trattamento delle recidive, ecc.

Include la pianificazione (OcclusalDesign®) e il costo è determinato dal numero di allineatori necessari.

fas Compact

Trattamento casi medi - complessi.

Include la pianificazione (OcclusalDesign®), trattamento con un fas Stop an GO®, ripianificazione della fase II e rifinitura.

Fase I + Fase II + Rifinitura
max 45 Allineatori/Arcata

fas Pro

Trattamento casi complessi.

Include la pianificazione (OcclusalDesign®), trattamento fas con due Stop and GO®, ripianificazione delle **fasi II e III** oltre alla ripianificazione della **rifinitura**.

Allineatori illimitati

I casi fas pro non hanno limiti per gli allineatori, tuttavia, ci riserviamo il diritto di rifiutare il caso da trattare quando gli obiettivi principali del trattamento non possono essere raggiunti entro un tempo ragionevole.

fas Feasibility: gratuita

Carica le immagini del caso e ricevi **gratuitamente** il parere dei nostri esperti sulla fattibilità del caso e con quale pacchetto.

fas Target

Trattamento casi semplici - media complessità. Include la pianificazione, visualizzatore 3D, trattamento, ripianificazione / rifinitura.


Fase I + Rifinitura
max 30 Allineatori/Arcata

fas Compact con radici (necessaria CBCT)

Come nel pacchetto fas compact, in aggiunta, le radici del paziente sono considerate dalla CBCT e sono ovviamente gestite nella pianificazione.

fas Pro con radici (necessaria CBCT)

Come nel pacchetto fas pro, in aggiunta, le radici del paziente sono considerate dalla CBCT e sono ovviamente gestite nella pianificazione.



PANDA smart

Veloce, facile...
e ultra leggero... **138gr...!**



Super definizione!



Scansione ultra
rapida: 2 minuti!



Pulsante
multi-funzione



Rilevamento
del movimento



Lo scanner intraorale più veloce,
sottile e leggero.

Si alimenta direttamente dalla
presa USB del computer.

**>>> Richiedi la nostra promozione
con il pc portatile dedicato!**



Panda OrthoSim

Combina l'Intelligenza
Artificiale con il nostro
algoritmo proprietario, simula
l'allineamento con facilità



Panda Center

Integra tutte le app utili,
ti consente di gestire e
organizzare il flusso di lavoro
con facilità




Freqty Cloud

Consente di gestire online i
tuoi dati per semplificare la
consultazione dell'archivio

PANDA Smart	Dettagli
Sistema di scansione	3D Dynamic Staring
Dimensioni totali	22 x 27 x 25 mm
Peso	138 gr (senza cavo), 191 gr (completo)
Numero di puntali	6 (autoclavabili)
Dimensioni puntale	83 mm x 9 mm x 4 mm
Campo di scansione	18 mm x 6 mm
Profondità di campo	0-20 mm
File di output	STL, PLY, file crittografati custom
Interfaccia	USB 3.0
Tempo di scansione	Arcata completa < 2 minuti
Sorgente luminosa	LED bianco + laser
Lingue	Inglese, Italiano, altre
Dettaglio	< 7 µm
Precisione	< 5 µm
Pulsante multifunzione	Sì
Sensore movimento	Sì





La Scelta Estetica...Trasparente

Con i brackets in copolimero Flavion™ completamente estetici, la OrthoPiù è riuscita ad ottenere, grazie al particolare materiale utilizzato in abbinamento ad una ricercata progettazione, un prodotto trasparente estremamente resistente alle trazioni e alla deformazione. Il copolimero ad alta resistenza permette di ottenere una scorrevolezza nello slot simile ai brackets in metallo senza compromettere l'estetica risultando inoltre molto efficace contro la pigmentazione.



Prestazioni Cliniche Accertate

I Flavion™ sono disponibili nelle tecniche: Roth, MBT, Ricketts, Andrews e Standard Edgewise.

I brackets Flavion™ offrono al paziente un comfort difficilmente eguagliabile ed al clinico tutte le caratteristiche meccaniche richieste. Prodotti con un materiale ideato per non abradere i denti, non cambiano colore mantenendo la trasparenza nel tempo.

Grazie alle nuove tecnologie di produzione, i Flavion™ sono proposti ad un prezzo estremamente interessante.

Innovazione. A Partire dalla Base

I brackets Flavion™ sono stati ideati con una speciale ritenzione nella base anatomica che li rende estremamente precisi con una maggiore superficie di contatto tra dente e adesivo per una eccellente ritenzione.

La base è stata inoltre progettata con una superficie porosa, con milioni di micro ritenzioni per aumentare il legame con l'adesivo, tanto da rendere praticamente inutile l'impiego di un primer durante la fase di cementazione.

I brackets Flavion™ garantiscono una stabile adesione ed una facile rimozione grazie alle microsfere ritentive presenti sulla base.





ATTACCHI ESTETICI FLAVION

Flavion™
COPOLIMER
BRACKET SYSTEM

Flavion - Prescrizione MBT*

Ricambi Arcata Superiore - 5pz

Dente	Torque	Angle	Rotation	M/D	R/L	ID	.022
Centrale	+17°	+5°	0°	3.9 mm	R	●	OD-66-U1-2R
					L	●	OD-66-U1-2L
Laterale	+10°	+8°	0°	3.3 mm	R	●	OD-66-U2-2R
					L	●	OD-66-U2-2L
Canino	0°	+8°	0°	3.3 mm	R	●	OD-66-U3-2R
					L	●	OD-66-U3-2L
Canino Hk					R	●	OD-66-U3-2RK
					L	●	OD-66-U3-2LK
1°/2° Premolare	-7°	0°	0°	3.3 mm	U	●●	OD-66-U4-2U
1°/2° Premolare Hk					U	●●	OD-66-U4-2UK

Ricambi Arcata Inferiore - 5pz

Dente	Torque	Angle	Rotation	M/D	R/L	ID	.022
Incisorio Inferiore	-6°	0°	0°	2.8 mm	U	●●	OD-66-L1-2U
Canino	0°	+3°	0°	3.3 mm	R	●	OD-66-L3-2R
					L	●	OD-66-L3-2L
Canino Hk					R	●	OD-66-L3-2RK
					L	●	OD-66-L3-2LK
1° Premolare	-12°	+2°	0°	3.3 mm	R	●	OD-66-L4-2R
					L	●	OD-66-L4-2L
1° Premolare Hk					R	●	OD-66-L4-2RK
					L	●	OD-66-L4-2LK
2° Premolare	-17°	+2°	0°	3.3 mm	R	●	OD-66-L5-2R
					L	●	OD-66-L5-2L
2° Premolare Hk					R	●	OD-66-L5-2RK
					L	●	OD-66-L5-2LK

Kit completi 20pz

	.022
Kit completo 5x5 ganci su 3	OD-66K-3-22-1
Kit completo 5x5 ganci su 3/4/5	OD-66K-345-22-1
Kit completo 5x5 senza ganci (su ord.)	OD-66K-NHK-22-1





FlavionTM
C O P O L I M E R
B R A C K E T S Y S T E M

Flavion - Prescrizione Roth*

Ricambi Arcata Superiore - 5pz

Dente	Torque	Angle	Rotation	M/D	R/L	ID	.018 (su ord.)	.022
Centrale	+12°	+5°	0°	3.9 mm	R	●	OD-65-U1-8R	OD-65-U1-2R
					L	●	OD-65-U1-8L	OD-65-U1-2L
Laterale	+8°	+9°	0°	3.3 mm	R	●	OD-65-U2-8R	OD-65-U2-2R
					L	●	OD-65-U2-8L	OD-65-U2-2L
Canino	-2°	+8°	+4°	3.3 mm	R	●	OD-65-U3-8R	OD-65-U3-2R
					L	●	OD-65-U3-8L	OD-65-U3-2L
Canino Hk					R	●	OD-65-U3-8RK	OD-65-U3-2RK
					L	●	OD-65-U3-8LK	OD-65-U3-2LK
1°/2° Premolare	-7°	0°	0°	3.3 mm	U	●●	OD-65-U4-8U	OD-65-U4-2U
1°/2° Premolare Hk					U	●●	OD-65-U4-8UK	OD-65-U4-2UK

Ricambi Arcata Inferiore - 5pz

Dente	Torque	Angle	Rotation	M/D	R/L	ID	.018 (su ord.)	.022
Incisivo Inferiore	0°	0°	0°	2.8 mm	U	●●	OD-65-L1-8U	OD-65-L1-2U
Canino	-11°	+5°	+2°	3.3 mm	R	●	OD-65-L3-8R	OD-65-L3-2R
					L	●	OD-65-L3-8L	OD-65-L3-2L
Canino Hk					R	●	OD-65-L3-8RK	OD-65-L3-2RK
					L	●	OD-65-L3-8LK	OD-65-L3-2LK
1° Premolare	-17°	0°	0°	3.3 mm	U	●●	OD-65-L4-8U	OD-65-L4-2U
1° Premolare Hk					U	●●	OD-65-L4-8UK	OD-65-L4-2UK
2° Premolare	-22°	+6°	0°	3.3 mm	U	●●	OD-65-L5-8U	OD-65-L5-2U
2° Premolare Hk					U	●●	OD-65-L5-8UK	OD-65-L5-2UK

Kit completi 20pz	.018 (su ord.)	.022
Kit completo 5x5 ganci su 3	OD-65K-3-18-1	OD-65K-3-22-1
Kit completo 5x5 ganci su 3/4/5	OD-65K-345-18-1	OD-65K-345-22-1

Flavion - Prescrizione Standard Edgewise

Ricambi Arcata Superiore/Inferiore - 5pz

Dente	Torque	Angle	Rotation	M/D	R/L	ID	.018 (su ord.)	.022
Centrale	0°	0°	0°	3.9 mm	U	---	OD-67-CENT-18	OD-67-CENT-22
Laterale	0°	0°	0°	3.3 mm	U	---	OD-67-LAT-18	OD-67-LAT-22
Canino	0°	0°	0°	3.3 mm	U	---	OD-67-CUSP-18	OD-67-CUSP-22
Premolare	0°	0°	0°	3.3 mm	U	---	OD-67-BIC-18	OD-67-BIC-22
Incisivo Inferiore	0°	0°	0°	2.8 mm	U	---	OD-67-ANT-18	OD-67-ANT-22

Kit completi 20pz	.018 (su ord.)	.022
Kit completo 5x5 senza ganci	OD-67-EDG-18-1	OD-67-EDG-22-1



FlavionTM
C O P O L I M E R
B R A C K E T S Y S T E M

Flavion - Prescrizione Ricketts*

Ricambi Arcata Superiore - 5pz

Dente	Torque	Angle	Rotation	M/D	R/L	ID	.018
Centrale	+22°	+5°	0°	3.9 mm	R	●	OD-68-U1-8R
					L	●	OD-68-U1-8L
Laterale	+14°	+8°	0°	3.3 mm	R	●	OD-68-U2-8R
					L	●	OD-68-U2-8L
Canino	+7°	+5°	0°	3.3 mm	R	●	OD-68-U3-8R
					L	●	OD-68-U3-8L
Canino Hk					R	●	OD-68-U3-8RK
					L	●	OD-68-U3-8LK
1°/2° Premolare	0°	0°	0°	3.3 mm	U	●●	OD-68-LU45-8U
1°/2° Premolare Hk					R	●	OD-68-U4-8RK
					L	●	OD-68-U4-8LK

Ricambi Arcata Inferiore - 5pz

Dente	Torque	Angle	Rotation	M/D	R/L	ID	.018
Incisivo Inferiore	0°	0°	0°	2.8 mm	U	●●	OD-68-L1-8U
Canino	+7°	+5°	0°	3.3 mm	R	●	OD-68-L3-8R
					L	●	OD-68-L3-8L
Canino Hk					R	●	OD-68-L3-8RK
					L	●	OD-68-L3-8LK
1°/2° Premolare	0°	0°	0°	3.3 mm	U	●●	OD-68-LU45-8U
1°/2° Premolare Hk					R	●	OD-68-U4-8RK
					L	●	OD-68-U4-8LK

Kit completi 20pz

	.018
Kit completo 5x5 senza ganci	OD-68K-NHK-18-1
Kit completo 5x5 ganci su 3	OD-68K-3-18-1
Kit completo 5x5 ganci su 3/4/5	OD-68K-345-18-1



ATTACCHI IN METALLO ORTHOPIÙ



Brackets OrthoPiù **Edgewise**

Kit completi 20pz

.022

Kit completo 5x5 senza ganci

OP-ATT/EDG-22



Brackets OrthoPiù **Tweed**

Kit completi 20pz

.022 ad esaurimento

Kit completo 5x5 senza ganci

OP-ATT/TWD-22



Brackets OrthoPiù **Mbt**

Kit completi 20pz

.022

Kit completo 5x5 ganci su canini

OP-ATT/ID-MBT022HK

TUBI VIPER 2 PER MOLARI

Tubo Singolo Diretto, Non Convertibile



1°/2° Molare Superiore

confezione 10pz

Torque	Offset	Rx	M/D	R/L	ID	Diretto (Base Larga)		Da Puntare
						.018	.022	.022
0°	0°	STD	4.2 mm	R	◆	OP-TSV-2/STD-821E	OP-TSV-2/STD-221E	OP-TSV-2/STD-221P
				L	◆	OP-TSV-2/STD-822E	OP-TSV-2/STD-222E	OP-TSV-2/STD-222P
-10°	8°	Roth	4.2 mm	R	●		OP-TSV-2/ROT-225E	
				L	●		OP-TSV-2/ROT-226E	
-14°	10°	MBT	4.2 mm	R	●		OP-TSV-2/MBT-233E	OP-TSV-2/MBT-233P
				L	●		OP-TSV-2/MBT-234E	OP-TSV-2/MBT-234P

1°/2° Molare Inferiore

confezione 10pz

Torque	Offset	Rx	M/D	R/L	ID	Diretto (Base Larga)		Da Puntare
						.018	.022	
0°	0°	STD	4.2 mm	R	◆	OP-TSV-2/STD-822E	OP-TSV-2/STD-222E	
				L	◆	OP-TSV-2/STD-821E	OP-TSV-2/STD-221E	
-25°	5°	Roth	4.2 mm	R	■		OP-TSV-2/ROT-227E	
				L	■		OP-TSV-2/ROT-228E	
-20°	0°	MBT	4.2 mm	R	▲		OP-TSV-2/MBT-209E	OP-TSV-2/MBT-209P
				L	▲		OP-TSV-2/MBT-210E	OP-TSV-2/MBT-210P



MOLLE, LEGATURE E GANCI

Molle **APERTE** in Nickel Titanio

La molla ProFlex™ esprime una forza leggera e costante aumentando il comfort del paziente e l'efficacia del trattamento.

Disponibile in confezione da 3 molle dritte da 7" (18cm) oppure in rocchetto da 15" (38cm)

Forza	Diametro Filo	Dritte 7"	Rocchetto 15"
100gr.	.010" x .030"	OP-MOLLA/NT1030	OP-MOLLA/NT10R
150gr.	.012" x .030"	OP-MOLLA/NT1230	OP-MOLLA/NT12R


Molle Aperte e Chiuse in Acciaio

Aperte e Chiuse, disponibili nel diametro

.010 x .030

Rocchetto da 90cm

Aperta	OP-MOLLA/SS-A
Chiusa	OP-MOLLA/SS-C



Ganci Chirurgici da Crimpare

- Facili da serrare su qualsiasi sezione di filo, anche quando è già posizionato
- Ancoraggio sicuro
- Gancio a palla, facilita l'uso delle legature
- Arrotondato, per il comfort del paziente
- Acciaio di alta qualità

Ganci **Gripper Piccoli 20pz** OP-GANCI/CHIR-C/20
Ganci **Gripper Grandi 10pz** OP-GANCI/CHIR-L



Catenella per canini inclusi

Catenella **GOLD 1pz** OP-CATEN/EYE-GH
Catenella **SILVER 10pz** FO-760-0030



Legature Kobayashi

Le legature Kobayashi realizzate con fili morbidi passivi in acciaio per offrire la massima resistenza. Le Koby corte preformate risultano comode riducendo i tempi di posizionamento. **100pz**


	CORTE	LUNGHE
.012	OP-LEG/KOBY012	OP-LEG/KOBY12
.014	OP-LEG/KOBY014	OP-LEG/KOBY14



Legature Preformate Lunghe

Le legature metalliche preformate lunghe sono realizzate partendo da un filo passivo in acciaio per offrire la massima facilità di utilizzo. **1000pz**

.008	OP-LEG/008
.009	OP-LEG/009
.010	OP-LEG/010
.011	OP-LEG/011
.012	OP-LEG/012



Legature Preformate Corte

500pz

.008	OP-LEG/CORTE008
.010	OP-LEG/CORTE010



PINZE SATO E MERRIFIELD



PINZA MA.RE. **Novità!**

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ORTHOPIU'

Pinza multifunzione ideata dal Dr. Ivan Lendaro, specifica per la tecnica SATO, particolarmente indicata per l'utilizzo con il filo Gummetal.

OP-SO-ND-66



PINZA DI KIM ORIGINALE

torretta sottile con tronchese

YD-22159



PINZA DI KIM ORTHOPIU'

torretta con punta concava liscia



OP-SO-SP24-135

FILI DIRITTI SUPER RESILIENTI IN LEGA CROMO-COBALTO

confezione da 10pz

	.016"x.022"	.016"x.016"
Elgiloy Blu	RM-E306	RM-E304
OrthoPiù	OP-0306	OP-0304
Forestalloy Blu	FO-232-4400	FO-222-4040

	.016"x.022"	.017"x.022"
Archi Gum Metal - 5pz		
Superiore	RM-03GM1622UE	RM-03GM1722UE
Inferiore	RM-03GM1622LE	RM-03GM1722LE



PINZA MERRIFIELD APPROVATA TWEED FOUNDATION

punta sottile OP-07/44W

BRACKETS IN METALLO MINI-SPRINT II FORESTADENT - PRESCRIZIONE SATO STD

slot .018 - confezione da 20pz

	Prescrizione SATO STD	Prescrizione SATO RICK
Kit completo 5x5 20pz	FO-706-1418	FO-706-1400/SAT
Kit completo 6x6 24pz	FO-706-1418/SA6	FO-706-1400/SA6
Kit completo 7x7 28pz	FO-706-1418/SA7	FO-706-1400/SA7



BRACKETS GEMELLARI PER MOLARI

confezione da 10pz

	slot .018	slot .022
base diretta	FO-L702S0103	OP-ATT/GEM22-BP-SI



TUBI SINGOLI DIRETTI - PER PRIMI E SECONDI MOLARI

slot .018 - confezione da 10pz

Nickel Free (questi tubi sono i 6° nei kit)

Con gancio	0°T/0°A	UR/LL	FO-748K8211
		UL/LR	FO-748K8311

Mini (questi tubi sono i 7° nei kit)

Con gancio	0°T/0°A	UR/LL	FO-748-8211
		UL/LR	FO-748-8311

Micro

Con gancio	0°T/0°A	UR/LL	FO-748-9211
		UL/LR	FO-748-9311

Micro

Senza gancio	0°T/0°A	UNIVERSALE	ORM-300-0098
--------------	---------	------------	--------------



BRUX CHECKER

indispensabile per valutare i punti di contatto
ed i movimenti del bruxismo
confezione da 10pz

Spessore 1mm. / Ø .125 DG-3209
colore rosso



LEGATURE ELASTICHE E CATENELLE



Legature elastiche

LEGATURE	Easy	Easy10
Colore	Ø .115	Ø .115
 Trasparente	AU-300-101	AU-300-301
 Bianco	AU-300-110	
 Argento	AU-300-115	
 Grigio Fumo	AU-300-121	
 Grigio	AU-300-100	AU-300-300
 Nero	AU-300-107	
 Azzurro	AU-300-114	
 Royal Blu	AU-300-106	
 Rosso	AU-300-105	
 Rosso Spark	AU-300-129	
 Viola	AU-300-104	
 Verde	AU-300-118	
 Giallo	AU-300-109	
 Rosa Neon	AU-300-102	
 Verde Fluor	AU-300-120	
 Blue Fluo	AU-300-130	
 Verde Neon	AU-300-103	
 Arancione	AU-300-108	
 Avorio	AU-300-111	
 Smeraldo	AU-300-112	
 Turchese	AU-300-113	
 Lavanda	AU-300-132	
 Fucsia	AU-300-123	
 Carolina Blue	AU-300-127	
 Dark Blue	AU-300-124	
 Blue Baby	AU-300-128	
 Oro Metallic	AU-300-116	
 Rosa baby	AU-300-131	
 Perla	AU-300-133	
 Mix	AU-300-100MP	AU-300-300MP
 Mix brillanti	AU-300MP/BRILL	

Confezioni da 1008 pz

Catenelle elastiche


CATENELLA		
Continua	Corta	Lunga
AU-700-501	AU-700-301	AU-700-401
AU-700-515	AU-700-315	AU-700-415
AU-700-500	AU-700-300	AU-700-400

Rocchetto da 4,5 mt

Catenella superelastica RMO MORITA - Energy Chain



vecchia confezione



confezioni da 4,7mt

Colore	Continua	Corta	Lunga
Trasparente	RM-J00293	RM-J00299	RM-J00301
Grigia	RM-J00294	RM-J00300	RM-J00302



MATERIALE ELASTICO

Tubo e Filo Elastico

Tubo Elastico (Vuoto) I nodi rimangono serrati in quanto il tubo si piega dove viene annodato e rimane in posizione senza scivolare. Il tubo subisce un trattamento termico per aumentarne l'elasticità.

Filo Elastico (Pieno) Prodotto da un elastomero di alta qualità, non si deteriora e non si impregna. Alta qualità per una lunga durata. Disponibile anche "ruvido" per evitare scivolamenti del nodo.

Tubo (Vuoto)



rocchetto 15mt

Colore	.025" (.64mm)	.030" (.76mm)
Grigio	OP-EL/TUB025G*	OP-EL/TUB030G
Trasparente	OP-EL/TUB025T	OP-EL/TUB030T

Filo (Pieno)



rocchetto 15mt

Colore	.025" (.64mm)	.030" (.76mm)
Grigio	OP-EL/FILO025G*	OP-EL/FILO030G
Trasparente	OP-EL/FILO025T	OP-EL/FILO030T

Filo Ruvido (Pieno)



rocchetto 7,5mt

Colore	.025" (.64mm)	.030" (.76mm)
Grigio	OP-EL/RUV025G	OP-EL/RUV030G
Trasparente	OP-EL/RUV025T	OP-EL/RUV030T

FILO
IDEALE
PER LEGATURE
ELASTICHE, LA SUA
RUVIDITA' EVITA
CHE IL NODO SI
SCIOLGA

Tubo Lip Bumper



rocchetto 15mt

Colore	max .018"	max .027"	max .046"
Grigio	OP-EL/LIP025G*	OP-EL/LIP027G	
Trasparente	OP-EL/LIP025T	OP-EL/LIP027T	OP-EL/LIP046T

* ad esaurimento




Cera di protezione

Allevia il dolore e il fastidio dei brackets.

Confezione 50pz

Cod. OP-CERA/50T



Elastici Separatori

su stick a stella, confezione da 1000pz

Cod. AU-500-002



Posizionatori per elastici

confezione da 100pz FO-652-0002
confezione da 10pz FO-652-0002/10

FILI PASSIVI PER RETAINER / CONTENZIONE



Il primo filo per splintaggio facile da utilizzare che si taglia senza sbavature con un qualsiasi tronchese.




Realizzato partendo da un filo intrecciato (Coax), grazie alla particolare struttura a sezione rettangolare appiattita aderisce facilmente alla superficie dei denti senza scivolare.

Lo spessore ulteriormente ridotto a soli **0,20mm** e la larghezza aumentata a ben **0,75mm**, ne consente l'adesione ai denti con un ingombro minimo prevenendo il distacco legato alle forze create dalla masticazione.

Compatibile con tutti i tipi di adesivi.
Completamente passivo e di conseguenza facile da modellare.

Molto economico, nella confezione in rocchetto che consente di eliminare gli sprechi tipici dei fili pretagliati.

Indicato per tutti i tipi di Retainer e Splintaggi sia nell'arcata superiore che inferiore.



Reliance Bond-A-Braid
Fili diritti piatti passivi 10pz

OP-RETAINER/W

OrthoPiù
Fili diritti piatti passivi 10pz

OP-RETAINER/ST

Forestadent
Fili diritti rotondi passivi 10pz

FO-264-1029

Reliance Retanium
Filo passivo Nickel-Free


RE-RETANIUM

Reliance Orthoflex Tech
Filo passivo in acciaio

RE-ORTHOFLEX/TECH

Forestadent Filo piatto passivo
Rocchetto da 1,5mt

FO-261-4040



Lo spingibande in alluminio SVOP con puntale in acciaio inox, nasce dall'esigenza di un gruppo di ortodontisti che richiedevano uno strumento maneggevole ma estremamente preciso e versatile per la procedura di posizionamento e modellazione delle bande.

Il design della punta studiato per modificare le bande nei solchi intercuspali consente di modellare i bordi meno precisi, rendendo la banda aderente all'anatomia dentale. L'inserto zigrinato romboidale è stato ideato con una particolare forma senza spigoli taglienti ed un orientamento che consente di assestare la banda nella posizione ideale.




Il cappuccio protettivo in gomma con il riferimento della posizione dell'inserto zigrinato, permette all'operatore di avere una precisa visione del punto di contatto con il bordo occlusale della banda ed inoltre consente al paziente di serrare e modulare la forza necessaria per l'assestamento della banda senza correre il rischio di scheggiare l'antagonista che altrimenti verrebbe a contatto con uno strumento metallico. Molta attenzione al design del manico ergonomico, disegnato senza spigoli e angoli vivi, efficace pulizia e sterilizzazione. Lo spingibande SVOP è realizzato in alluminio, oltre ad essere molto confortevole, risulta leggero ed estremamente bilanciato rendendo facile l'utilizzo.

Spingibande SVOP OrthoPiù

Adattatore per bande in alluminio con 2 gommini di protezione intercambiabili.

Autoclavabile fino a 135°C

Cod. OP-SPINGIB/SVOP



Gommino di Ricambio

Gommino di protezione intercambiabile per spingibande SVOP

Autoclavabile fino a 135°C

2pz

Cod. OP-SPINGIB/SV-R

CEMENTI PER BANDE



RELIANCE ULTRABAND-LOK

Kit 6 siringhe OP-ULTRABAND

Siringa singola OP-ULTRABAND/SIR



3M TRANSBOND MULTICURE KIT

cemento vetroionomerico per bande

Kit polvere + liquido 3M-712-050

Ricambio polvere 3M-712-051 su ord.

Ricambio liquido 3M-712-052 su ord.



3M TRANSBOND PLUS KIT

cemento per bande

Kit 5 siringhe di adesivo 3M-712-080

Mini-Mold - Sistema rapido per creare ausiliari

Pratico kit per creare accessori ed ausiliari d'emergenza utilizzando del composito. Estremamente semplice da usare: dopo aver scelto il puntale, riempirlo con il composito appoggiarlo sul dente, fotopolimerizzare e rimuoverlo. E' necessaria una ulteriore fotopolimerizzazione per stabilizzare l'ausiliario realizzato. Il kit contiene due manici e tre puntali in silicone per ognuna delle 7 forme disponibili (non include l'adesivo).

Mini-Mold Starter Kit

Contenuto del Kit:

- 27 Puntali (3x tipo)
- 2 Manici
- Istruzioni (adesivo non incluso)

Cod. OP-MINIMOLD



3M TRANSBOND XT

adesivo per attacchi

Kit 2 siringhe, primer

3M-712-035

Ricambio 4 siringhe 4gr

3M-712-036

Ricambio primer 6ml

3M-712-034



RELIANCE RELY A BOND adesivo auto no-mix

Kit 4 siringhe (tot 14 gr)

FO-422-7100

Etching Agent Gel 9 gr, Primer 16 cc ed accessori.

Ricambio 4 siringhe (tot. 14 gr)

FO-422-7101

Primer 16 cc

FO-422-7102



RELIANCE RELY A BOND adesivo auto no-mix

Kit capsule predosate

RE-RELY-A-BOND/T

34 capsule da 0,4 gr cad. (14 gr), Etching Gel da 9 gr

Primer da 16 cc e accessori.

Ricambio 34 capsule (tot. 14 gr)

RE-RELY/BECCUCCI

Primer 16 cc

FO-422-7102



RELIANCE GO-TO adesivo per attacchi

Nuovo adesivo fotopolimerizzabile

Siringa singola

FO-442-7150

Beccucci (10pz)

FO-442-7151



GC FUJI ORTHO LC

adesivo per attacchi e bande,

Intro Kit

OP-FUJILC/KITF



FRESE PER RIMUOVERE IL COMPOSITO

Non rovinano lo smalto, confezione 5pz

Per micromotore

OP-FRESA/M

Per turbina

OP-FRESA/T


Per turbina, taglio a cupola

OP-FRESA/B



ARCHI IN NICKEL TITANIO SUPERELASTICO

Gli archi in Nickel Titanio superelastico sono indicati sia nei casi difficili che nei casi di routine. Ideali per il livellamento, possono facilmente lavorare in situazioni difficili, dall'allineamento, fino alla rifinitura. Le eccellenti caratteristiche di forza e di memoria degli archi OrthoPiù garantiscono i risultati attesi anche senza bisogno di modifiche. Sono prodotti con Nickel Titanio super elastico, con un alto grado di flessibilità che non subisce deformazioni rispetto alla forma d'arcata originale. Le forme d'arcata e gli angoli progettati sono estremamente precise per assicurare risultati eccellenti.




Archi in Nickel Titanio Super elastico 10pz

Diametro	EuroForm Sup	EuroForm Inf	EuroForm II Sup	EuroForm II Inf	TrueForm Sup	TrueForm Inf
.012"	OP-SEEF/012U	OP-SEEF/012L	OP-SEEF2/012U	OP-SEEF2/012L	OP-SETF/012U	OP-SETF/012L
.014"	OP-SEEF/014U	OP-SEEF/014L	OP-SEEF2/014U	OP-SEEF2/014L	OP-SETF/014U	OP-SETF/014L
.016"	OP-SEEF/016U	OP-SEEF/016L	OP-SEEF2/016U	OP-SEEF2/016L	OP-SETF/016U	OP-SETF/016L
.018"	OP-SEEF/018U	OP-SEEF/018L	OP-SEEF2/018U	OP-SEEF2/018L	OP-SETF/018U	OP-SETF/018L
.014" x .025"	OP-SEEF/1425U	OP-SEEF/1425L	OP-SEEF2/1425U	OP-SEEF2/1425L	OP-SETF/1425U	OP-SETF/1425L
.016" x .016"	OP-SEEF/1616U	OP-SEEF/1616L	OP-SEEF2/1616U	OP-SEEF2/1616L	OP-SETF/1616U	OP-SETF/1616L
.016" x .022"	OP-SEEF/1622U	OP-SEEF/1622L	OP-SEEF2/1622U	OP-SEEF2/1622L	OP-SETF/1622U	OP-SETF/1622L
.016" x .025"	OP-SEEF/1625U	OP-SEEF/1625L	OP-SEEF2/1625U	OP-SEEF2/1625L	OP-SETF/1625U	OP-SETF/1625L
.017" x .025"	OP-SEEF/1725U	OP-SEEF/1725L	OP-SEEF2/1725U	OP-SEEF2/1725L	OP-SETF/1725U	OP-SETF/1725L
.018" x .025"	OP-SEEF/1825U	OP-SEEF/1825L	OP-SEEF2/1825U	OP-SEEF2/1825L	OP-SETF/1825U	OP-SETF/1825L
.019" x .025"	OP-SEEF/1925U	OP-SEEF/1925L	OP-SEEF2/1925U	OP-SEEF2/1925L	OP-SETF/1925U	OP-SETF/1925L
.020" x .020"	OP-SEEF/2020U	OP-SEEF/2020L	OP-SEEF2/2020U	OP-SEEF2/2020L	OP-SETF/2020U	OP-SETF/2020L
.021" x .025"	OP-SEEF/2125U	OP-SEEF/2125L	OP-SEEF2/2125U	OP-SEEF2/2125L	OP-SETF/2125U	OP-SETF/2125L

alcune misure sono disponibili su ordinazione

Gli archi termici OrthoPiù in Nickel Titanio sono flessibili e facilmente modellabili a temperatura ambiente, garantendo un inserimento rapido e sicuro negli slot. Si attivano con la temperatura corporea e rilasciano forze leggere, costanti e controllate, favorendo un'elevata tollerabilità per il paziente. Consentono l'impiego di diametri maggiori sin dalle prime fasi terapeutiche e risultano ideali nei casi di affollamento severo. La risposta termica progressiva assicura comfort, efficacia clinica e controllo biomeccanico ottimale.



Archi in **Nickel Titanio Termico** 10pz

Diametro	EuroForm Sup	EuroForm Inf	EuroForm II Sup	EuroForm II Inf	TrueForm Sup	TrueForm Inf
.012"	OP-TE-EF/012U	OP-TE-EF/012L	OP-TE-EF2/012U	OP-TE-EF2/012L	OP-TE-TF/012U	OP-TE-TF/012L
.014"	OP-TE-EF/014U	OP-TE-EF/014L	OP-TE-EF2/014U	OP-TE-EF2/014L	OP-TE-TF/014U	OP-TE-TF/014L
.016"	OP-TE-EF/016U	OP-TE-EF/016L	OP-TE-EF2/016U	OP-TE-EF2/016L	OP-TE-TF/016U	OP-TE-TF/016L
.018"	OP-TE-EF/018U	OP-TE-EF/018L	OP-TE-EF2/018U	OP-TE-EF2/018L	OP-TE-TF/018U	OP-TE-TF/018L
.014" x .025"	OP-TE-EF/1425U	OP-TE-EF/1425L	OP-TE-EF2/1425U	OP-TE-EF2/1425L	OP-TE-TF/1425U	OP-TE-TF/1425L
.016" x .016"	OP-TE-EF/1616U	OP-TE-EF/1616L	OP-TE-EF2/1616U	OP-TE-EF2/1616L	OP-TE-TF/1616U	OP-TE-TF/1616L
.016" x .022"	OP-TE-EF/1622U	OP-TE-EF/1622L	OP-TE-EF2/1622U	OP-TE-EF2/1622L	OP-TE-TF/1622U	OP-TE-TF/1622L
.016" x .025"	OP-TE-EF/1625U	OP-TE-EF/1625L	OP-TE-EF2/1625U	OP-TE-EF2/1625L	OP-TE-TF/1625U	OP-TE-TF/1625L
.017" x .025"	OP-TE-EF/1725U	OP-TE-EF/1725L	OP-TE-EF2/1725U	OP-TE-EF2/1725L	OP-TE-TF/1725U	OP-TE-TF/1725L
.018" x .025"	OP-TE-EF/1825U	OP-TE-EF/1825L	OP-TE-EF2/1825U	OP-TE-EF2/1825L	OP-TE-TF/1825U	OP-TE-TF/1825L
.019" x .025"	OP-TE-EF/1925U	OP-TE-EF/1925L	OP-TE-EF2/1925U	OP-TE-EF2/1925L	OP-TE-TF/1925U	OP-TE-TF/1925L
.020" x .020"	OP-TE-EF/2020U	OP-TE-EF/2020L	OP-TE-EF2/2020U	OP-TE-EF2/2020L	OP-TE-TF/2020U	OP-TE-TF/2020L
.021" x .025"	OP-TE-EF/2125U	OP-TE-EF/2125L	OP-TE-EF2/2125U	OP-TE-EF2/2125L	OP-TE-TF/2125U	OP-TE-TF/2125L

alcune misure sono disponibili su ordinazione

Fili Australiani Wilcock in Rocchetto

A.J. Wilcock Australian Wire ha guadagnato la reputazione di miglior filo in acciaio del suo genere. Il particolare processo di lavorazione gli consente di avere una resistenza straordinaria, mantenendo un alto grado di lavorabilità come nessun altro filo ortodontico in acciaio.

Le gradazioni dei fili Australiani Wilcock:

REGULAR: il più facile da piegare

REGULAR+: più resistente, facile da piegare

SPECIAL: maggiore forza, rotture minime

SPECIAL+: da piegare con attenzione per evitare rotture

Con i fili Regular e Regular+ si possono realizzare pieghe con facilità e risultano eccellenti come fili di utilità. Lo Special e lo Special+ sono l'ideale per l'apertura del morso e nei casi in cui è richiesta un'elevata resilienza. I Supreme, di diametro più piccolo, sono ideali per realizzare ausiliari.




	ROSA	VERDE	AZZURRO	GIALLO
Diametro	REGULAR	REGULAR+	SPECIAL	SPECIAL+
.012"	-	OP-ID-39601-12012	-	-
.014"	-	OP-ID-39601-12014	-	OP-ID-39603-12014
.016"	OP-ID-39600-12016	OP-ID-39601-12016	OP-ID-39602-12016	OP-ID-39603-12016
.018"	OP-ID-39600-12018	OP-ID-39601-12018	OP-ID-39602-12018	-

Rocchetto 7,6mt

Fili Diritti in Acciaio

Prodotti con lo stesso acciaio (tipo 304V) di alta qualità degli archi preformati. Assicurano il massimo ritorno elastico e risultano molto resistenti alle rotture anche durante le pieghe più complesse.



Confezione 10pz

Coax (6 Fili)	Fili dritti 14"	Rocchetto
.0155"	OP-COAX/0155F	OP-COAX/0155R
.0175"	OP-COAX/0175F	OP-COAX/0175R


Fili dritti 14" (35cm) 10pz

ACCIAIO

.014	OP-FILI/SS014
.016	OP-FILI/SS016
.018	OP-FILI/SS018
.032	OP-FILI/SS032
.036	OP-FILI/SS036
.040	OP-FILI/SS040
.045	OP-FILI/SS045
.016" x .016"	OP-FILI/SS1616
.016" x .022"	OP-FILI/SS1622
.017" x .022"	OP-FILI/SS1722
.017" x .025"	OP-FILI/SS1725
.018" x .025"	OP-FILI/SS1825
.019" x .025"	OP-FILI/SS1925
.021" x .025"	OP-FILI/SS2125
.0215" x .028"	FO-219-4453

BETA TITANIO

.032	OP-FILI/BT032
.036	OP-FILI/BT036
.016" x .016"	OP-FILI/BT1616
.016" x .022"	OP-FILI/BT1622
.017" x .025"	OP-FILI/BT1725
.017" x .025"	OP-FILI/BT1825
.019" x .025"	OP-FILI/BT1925



Archi True Form 10pz

Archi Std 10pz

Braided (8 Fili)	Superiore	Inferiore	Standard
.016" x .016"	OP-FLEX8/1616OU	OP-FLEX8/1616OL	OP-FLEX8/1616S
.016" x .022"	OP-FLEX8/1622OU	OP-FLEX8/1622OL	OP-FLEX8/1622S
.017" x .025"	OP-FLEX8/1725OU	OP-FLEX8/1725OL	OP-FLEX8/1725S
.019" x .025"	OP-FLEX8/1925OU	OP-FLEX8/1925OL	
.021" x .025"	OP-FLEX8/2125OU	OP-FLEX8/2125OL	

FILI DIRITTI ELGILOY / ORTHOLOY / FORESTALLOY

fili super resilienti in lega Cromo-Cobalto

Confezione 10pz

RMO	ORTHOPIU	FORESTADENT
RM-E304	OP-0304	FO-222-4040
RM-E306	OP-0306	FO-232-4400
	OP-0334	
RM-E232	OP-0335	
RM-E236	OP-0336	
	OP-0337	
	OP-0338	



Microstop

Si crimpiano sull'arco per evitare scivolamenti o per creare un punto di ancoraggio.

Confezione 10pz

Per fili tondi	OP-MICROSTOP/T
Per fili rettangolari	OP-MICROSTOP/R



Matite segna archi

Per segnare dei riferimenti su fili e archi, monouso.

Confezione 100pz

Rosse	OP-MATITE/R
Bianche (s.o.)	OP-MATITE/B

ACTIVA RIATTIVATORI PER MOLLE



Activa è l'innovativo sistema modulare di attivazione per molle in Nickel-Titanio.


Di facile impiego, consente di attivare progressivamente le molle posizionate sull'arco senza dover smontare l'apparecchiatura.

Sono realizzati in acciaio inox di tipo alimentare. Disponibili in tre misure: (1mm / 1,5mm / 2mm)

Activa permette di risparmiare molto tempo poltrona evitando la rimozione dell'arco e la sostituzione delle legature e della molla.

Progettato con un sistema di chiusura autocentrante (chiusura guidata) che consente di serrarlo sull'arco senza interferire con il filo, ma lasciandolo scorrere inalterando la biomeccanica.

Activa è disponibile in kit assortiti e in confezioni di ricambio da 20 pezzi per misura.



Kit Prova 30 pz. (10/tipo) OP-ACTIVA/PROVA

Ricambi 20 pz.

1,0 mm.	OP-ACTIVA/10
1,5 mm.	OP-ACTIVA/15
2,0 mm.	OP-ACTIVA/20



Doppia vite per fissaggio sicuro e stabile del supporto per la fronte.

Struttura principale in acciaio inox di alta qualità.

Fori di ventilazione per garantire la traspirazione e ridurre la sudorazione.

Supporto per la fronte realizzato in plastica stampata con morbido rivestimento sul lato interno per maggior comfort del paziente. Il supporto può essere inclinato e ruotato.

Mentoniera in plastica con fori di ventilazione e morbido rivestimento per migliorare il comfort del paziente. La forma e la possibilità di inclinazione e rotazione permettono di adattarla alle caratteristiche del paziente.

Viti di raccordo di lunga durata, molto pratiche per adattare l'angolo della trazione.



MASCHERA DINAMICA FACCIALE ORTHOPIÙ



Maschera Dinamica Facciale OrthoPiu

Con ricambio (fronte+mentoniera), brugola per regolazione e **custodia con cerniera**.

Disponibile in due colori:

AZZURRA cod. OP-MASC/HU-A

VIOLA cod. OP-MASC/HU-V

Ricambi pad 2pz cod. OP-MASC/HU-PAD

Calibro "Zurigo" doppia punta
OP-SO-SG221



Calibro
OP-CALIBRO




Calibro **digitale** con astuccio
OP-CALIBRO/DIG



SPECCHI PER FOTOGRAFIA

Gli specchi intraorali (non metallici) sono ideali per la fotografia clinica ortodontica, grazie all'elevata qualità riflettente e al trattamento anti-appannamento. Consentono una visualizzazione chiara delle arcate e delle aree posteriori. Leggeri e maneggevoli, migliorano il comfort operativo e la rapidità di utilizzo. Compatibili con i principali protocolli di disinfezione, garantiscono praticità per la documentazione clinica.




SPECCHI PER FOTOGRAFIA 1pz


Buccale	OP-SPECCHIO/B	
Linguale	OP-SPECCHIO/L	su ord.
Occlusale Bambino	OP-SPECCHIO/OB	su ord.
Occlusale Adulto	OP-SPECCHIO/OA	su ord.
Occlusale Adulto XL	OP-SPECCHIO/XL	su ord.

Gli specchi intraorali in acciaio inossidabile sono strumenti indispensabili per la fotografia clinica ortodontica. Garantiscono immagini nitide e fedeli grazie all'elevata riflettività e al trattamento anti-appannamento. Consentono una visualizzazione ottimale delle arcate e delle aree posteriori difficilmente accessibili. Realizzati in acciaio, sono resistenti e pienamente sterilizzabili. Il design ergonomico assicura comfort operativo e rapidità di utilizzo.


Specchi ortodontici angolati in acciaio



Occlusale Adulti
OP-SPECCHIO/SO-ACC/BA





Buccale Adulti
OP-SPECCHIO/SO-ACC/OA






Specchi ortodontici intraorali in acciaio


Linguale
OP-SPECCHIO/SO-ACC/L




Buccale
OP-SPECCHIO/SO-ACC/B



Occlusale Adulti
OP-SPECCHIO/SO-ACC/O




Occlusale Medio
OP-SPECCHIO/SO-ACC/M



Occlusale XL
OP-SPECCHIO/SO-ACC/XL

MASCHERE FACCIALI STD E REGOLABILI



Maschere Facciali 1pz.

Maschere facciali confortevoli, con appoggi morbidi per la fronte ed il mento. In due versioni standard e regolabile.

- Appoggi morbidi e confortevoli
- Indicate per terapie di correzione del mascellare
- Realizzate in acciaio e materiale plastico

Misure: standard per adulti o piccola per bambini regolabile universale, adattabile tramite viti di bloccaggio

REGOLABILE	OP-DL-701
STANDARD ADULTI	OP-DL-700
PICCOLA BAMBINI	OP-DL-700S



MASCHERE PETIT "COLOR"

Maschere facciali "Petit"
confezione da 1pz.

blu	OP-MASC/PETIT-B
gialla	OP-MASC/PETIT-G
rossa	OP-MASC/PETIT-R



Fasce cervicali

Proposte in confezione assortita in vari colori: Blu, Jeans, Fucsia, Fantasia e Nero. Le fasce sono rinforzate con l'aggiunta di robusto nylon particolarmente resistente nell'utilizzo con i dinamometri. **5pz**

Cod. OP-CERVICALE/SE



Trazione Cervicale con Dinamometri

Fascia cervicale completa con due dinamometri da 600gr. e sistema di sicurezza. **1pz**

Cod. OP-FASCIA/DIN

Dinamometri con Sistema di Sicurezza

Dinamometri con sistema di sicurezza, prodotti con materiale plastico resistente e molla in acciaio. **10pz**

Forza	Grammi	Cod.	
Leggera	450gr (16oz)	OP-DINAM/450	su ord.
Media	600gr (20oz)	OP-DINAM/600	
Pesante	750gr (32oz)	OP-DINAM/750	su ord.



Cuffie High Pull

Prodotte in cotone/poliestere, completamente lavabili, con due posizioni per l'inserimento dei dinamometri che la rendono lunga o corta. Disponibili in due misure in confezione assortita nei colori blu, rosso e nero. **5pz**

Piccole OP-CUFFIA/SET
Grandi OP-CUFFIA/SETL

Cuffia con Dinamometri

Trazione alta completa con dinamometri da 600gr. e sistema di sicurezza. **1pz**

Piccola OP-CUFFIA/DIN-P
Grande OP-CUFFIA/DIN



ARCHI EXTRAORALI (TEO)

Ortho+

Archi Extraorali

Cinque misure per adattarsi comodamente a tutti i pazienti. Prodotti con acciai di alta qualità, diametro .045 e .072 per la struttura esterna, massima robustezza e durata.

Misura	Lungh. mm	Codice
STD	Senza Anse	FO-601-1020
STD / Bite	Senza Anse	OP-425-007
1	83	OP-425-001
2	90	OP-425-002
3	97	OP-425-003
4	104	OP-425-004
5	111	OP-425-005
6	118	OP-425-006

ACCIAIO Ø .045

6 MISURE

da 83mm a 118mm

ACCIAIO Ø .072

GANCIO OFFSET

con protezione

arco standard con bite
cod. OP-425-007

ELASTICI EXTRAORALI



Elastici Extraorali in Lattice Naturale confezione da 1000pz

Forza	1/4" (6,4mm)	5/16" (7,9mm)	3/8" (9,5mm)	1/2" (12,7mm)
X Heavy 8oz (227gr)	OP-EXTR/14-8	OP-EXTR/516-8	OP-EXTR/38-8	
XX Heavy 13oz (369gr)	su ord.	OP-EXTR/516-13	OP-EXTR/38-13	OP-EXTR/12-13
XX Heavy 16oz (454gr)	OP-EXTR/14-16	OP-EXTR/516-16	OP-EXTR/38-16	OP-EXTR/12-16



Visore Ultrasottile per Cefalometria

Visore Led portatile ultrasottile e molto leggero, ideale per realizzare tracciati e per esaminare lastre. Interamente in PVC con due lampade Led con luminosità 5000K.

Particolarmente indicato per il trasporto solo 1300gr. di peso


Dimensioni schermo utile: 30x20cm

Alimentatore 220V e borsa per il trasporto inclusi

Cod. OP-VISORE

SUPER PROMO

€ 215,00 € 65,00 + IVA




Acetato

Blocco di fogli in acetato per tracciati.

100 fogli


cod. art. **OP-ACETATO**



Dome secondo Ricketts

Pratico strumento con goniometro, per misurazione di tip-back e toe-in, sagome anatomiche dei denti indispensabili per realizzare tracciati cefalometrici

cod. art. **OP-TEMPLATE**



Selettore di arcata AFB2

Molto utile per la valutazione dell'arcata secondo le forme pentamorfiche

cod. art. **OP-SELETTORE**

IN OMAGGIO*

* sull'acquisto di 4 confezioni di archi NT preformati FO- / OP- fino ad esaurimento scorte

APRIBOCCA CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE




Dry Field System

Il sistema Dry Field (tipo "NOLA") combina la funzionalità di un comodo apribocca con un sistema di aspirazione della saliva integrato nello scudo proteggi lingua che facilita anche le operazioni del clinico.

Il kit comprende i tubi in silicone ed il connettore a Y da collegare al sistema di aspirazione del riunito.

Il Dry Field System è disponibile in 2 misure:

Bambini (verde) OP-PRO/DRY-B
Adulti (bianco) OP-DRYFIELD/A



Apribocca Oral BioFilter

Oral BioFilter (OBF) è un sistema di separazione delle labbra che si collega all'aspirazione della poltrona da lavoro, migliorando l'ambiente, la sicurezza e l'igiene delle persone che si trovano nel riunito dello studio odontoiatrico.

- Riduce al minimo la contaminazione incrociata
- Migliore accessibilità
- Maggiore sicurezza / maggiore comfort
- Più igienico
- Ergonomico / Misura unica
- Non autoclavabile

Confezione da 2 pz OP-OBF/2
Confezione da 6 pz OP-OBF/6



APRIBOCCA singoli a forchetta

sterilizzabili, in confezione da 1pz.

Piccolo OP-5048

Grande OP-5049



APRIBOCCA doppi

sterilizzabili, in confezione da 1pz.

SLIM **Novità** OP-RETRATTORE/V

Piccolo OP-5050

Medio OP-5051

Grande OP-5052



RETRATTORI

sterilizzabili, in confezione da 1pz.

Piccolo OP-5053

Medio OP-5054

Grande OP-5055




RETRATTORI PER LABBRA

sterilizzabili, in confezione da 1pz.

Piccolo OP-5046

Medio OP-5047



RETRATTORI AUTOCLAVABILI

confezione 2pz

misura unica (adulti) EL-107059



SUPER PROMO

€ 24,00 € 11,00 + IVA

Basic Set Aligner

Un set introduttivo per iniziare la NI-IPR con facilità, utilizzando istruzioni chiare e precise.

Basic set: manipolo raffreddato ad acqua con riduzione 4:1 e testina intercambiabile. Set iniziale di base ideale per la IPR **bilaterale** controllata non invasiva (correzione/riduzione interprossimale) della dimensione del dente, per la rifinitura, lucidatura prossimale, l'ortodonzia anche linguale e per le terapie con allineatori trasparenti.



Basic Set Aligner

Cod.Art.: DSG-204-1T

Oscillazione: 4:1

Pezzi: 12

Sterilizzabile: Sì

Opzione di garanzia: 1 o 2 anni

Vantaggi

- Apertura efficiente, sicura, delicata e gradevole dei punti di contatto interdentali
- Correzione rapida e controllata dello smalto
- Sagomatura prossimale, finitura e lucidatura di entrambi i denti adiacenti in un'unica procedura con speciali strisce rivestite di resina diamantata flessibile

Contenuto del kit:

1x DSS-01, 1x DSM-02, 1x DSM-0.3, 1x DSM-04,
1x RDS-05mm 2 lati, 1X RPS-15

1x DSG-204 Manipolo Twist raffreddato ad
acqua HP, 4:1, Oscillazione 1,1mm

1x MG-6 misuratore con 6 spessori:
0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm

1x MG-1 punta di estrazione

1x SN-1 Ugello spray

1x WN-1 ago per foro dell'acqua, 1x HP Manuale
d'istruzioni, 1x Garanzia mondiale, 1x IFU,

Direttive di utilizzo

Il contenuto degli articoli all'interno del Basic Set può
cambiare senza preavviso



Articoli ad esaurimento scorte

Il sistema DiaStrip Aligner è stato sviluppato per rendere la preparazione dei casi con allineatori più semplice, veloce e sicura nella pratica quotidiana.

Grazie a una sequenza di strumenti studiata per l'uso progressivo, il sistema permette di ottenere risultati ripetibili, riducendo il margine di errore e facilitando il lavoro clinico. L'utilizzo di un protocollo unico e standardizzato consente una curva di apprendimento rapida e una gestione più prevedibile del trattamento.



Set DiaStrip 12pz DS-DSA-S12

2X DSS-0.1, DSM-0.2, 0.3, 0.4, 1X 0.5, 1x RDS-04, 2X RPS-15



Set test 3pz DS-DSA-S12

1X DSS-0.1, DSM-0.4, 1X RPS-15



Ricambi

Contrangolo completo DS-DSG-204
Solo Testina reciprocante DS-DSM-10
Solo Testina rotante DS-DSM-30

Fase 1

Aprire il punto di contatto con DiaSaw.

	0.1	0.2
	2 lati DiaSaw	
	DSS-01	DSS-02
Spessore:	0.1mm	0.2mm
Utilizzo:	Apertura calibrata del punto di contatto	

Fase 2

Creare lo spazio richiesto dal protocollo.
Aprire gli spazi fino a raggiungere lo spessore richiesto dal vostro protocollo.

	0.1	0.2	0.3	0.4
2 Lati	DiaStrip			Resin DiaStrip
P/N:	DSM-01	DSM-02	DSM-03	DSM-04
Spessore:	0.1mm	0.2mm	0.3mm	0.4mm
Utilizzo:	Apertura	Apertura	Apertura	Apertura

Evitate l'utilizzo di grane oltre i 60 micron per i vostri trattamenti approssimali (IPR, RAS, Stripping), oltre i 60 micron la grana è troppo aggressiva sullo smalto, crea dei microsolchi troppo profondi che dovete poi eliminare riducendo molto più smalto del necessario, spendendo più tempo e dovendo comunque lucidare bene la superficie trattata! Questo deve essere davvero evitato.

Fase 4 (lucidatura)

La lucidatura finale! Molto importante.

	15
	2 lati Resin PoliStrip
P/N: sinistra	RPS-15
um (alu. oxide):	15 um
Utilizzo:	Lucidatura 2 lati



BOTTONI ESTETICI trasparenti per allineatori

I nuovi bottoni estetici rappresentano un'evoluzione significativa nella terapia con allineatori trasparenti, poiché consentono di gestire in modo efficace trazioni indispensabili per la correzione delle classi scheletriche e dentali. Con un design discreto e al colore studiato per integrarsi con la superficie del dente, questi ausiliari garantiscono un'elevata resa estetica senza compromettere la funzionalità del trattamento, senza compromettere la compliance del paziente.

L'impiego dei bottoni estetici amplia notevolmente le possibilità terapeutiche, permettendo l'applicazione di forze più controllate e mirate per movimenti complessi che difficilmente potrebbero essere ottenuti con i soli allineatori. Risultano particolarmente utili nella gestione di rotazioni, estrusioni, intrusione selettiva e nel supporto a meccaniche elastiche, rendendo il trattamento più versatile, predicibile ed efficace, pur mantenendo i vantaggi di comfort ed estetica propri degli allineatori trasparenti.

Disponibile in tre versioni, confezione 10pz:

- | | |
|--|------------------|
| - bottone trasparente | OP-BOTT/INVI-T |
| - bottone bianco | OP-BOTT/INVI-B |
| - bottone trasparente con marcatura e foro .010" | OP-BOTT/INVI-TS |
| - kit bottoni assortito 30pz (1cf / tipo) | OP-BOTT/INVI-KIT |



Strumento IN ACCIAIO per rimuovere gli allineatori

confezione da 1pz

OP-SO-SC-190-73

Ganci per rimuovere gli allineatori



OP-ALL/GANCI-RO	Ganci Rosa	10pz
OP-ALL/GANCI-AR	Ganci Arancioni	10pz
OP-ALL/GANCI-VE	Ganci Verdi	10pz
OP-ALL/GANCI-BL	Ganci Blu	10pz
OP-ALL/GANCI-BI	Ganci Bianchi	10pz



OP-ALL/GANCI-RO	Ganci Assortiti	5pz
FO-409-2080	Set Ganci Verdi (singoli)	10pz



Rulli per posizionare gli allineatori



OP-ALL/RULLI-BI	Rulli "Chewies" Bianchi	10pz
OP-ALL/RULLI-AR	Rulli "Chewies" Arancioni	10pz
OP-ALL/RULLI-RO	Rulli "Chewies" Rosa	10pz
OP-ALL/RULLI-VE	Rulli "Chewies" Verdi	10pz
OP-ALL/RULLI-VI	Rulli "Chewies" Viola	10pz

DISCHI TERMOFORMABILI TRACK FORESTADENT



Facile lavorazione grazie al sistema integrato di separazione! Con Track® A la lavorazione richiede meno passaggi: non sono più necessari liquidi o fogli di separazione in quanto Track® A ha in sé il sistema di separazione. Non è richiesto alcun silano! Track® A non richiede trattamenti per utilizzare resine acriliche (Forestacryl).



IDEALI PER
ALLINEATORI

Order No.	Spessore	Pezzi		Descrizione
408-0105	0.5 mm	100		Track® A Rigido (PETG)
408-0106	0.6 mm	100		
408-0108	0.8 mm	100		
408-0110	1.0 mm	100		
408-0115	1.5 mm	50		

Termoformatrice Track-V

Termoformatrice ad aspirazione con piattello diametro .120. La praticità di una macchina che non necessita connessioni a compressori per creare il sottovuoto durante la termoformatura.

Order No.		Pezzi	Descrizione
900-2000		1	Track®-V Termoformatrice ad aspirazione, 230 V

APPfresh (Igiene per apparecchi)



Pratico, sicuro, semplice: APPfresh è ideale per la cura degli apparecchi ortodontici, bites e protesi rimovibili. Con l'apposito kit (flacone 100ml + spazzolino) puoi raggiungere e igienizzare correttamente tutte le aree del tuo dispositivo, rimuovendo aggregati batterici, macchie e cattivi odori, in totale sicurezza per una freschezza durevole e benefici garantiti.

Kit con spazzolino OP-APPFRESH/100

Spazzolino di ricambio OP-APPRESH/SPAZZ

OrtoBox



OP-ORTOBOX/A	Box porta app. Azzurri	10pz
OP-ORTOBOX/AR	Box porta app. Arancione	10pz
OP-ORTOBOX/B	Box porta app. Bianchi	10pz
OP-ORTOBOX/G	Box porta app. Gialli	10pz
OP-ORTOBOX/R	Box porta app. Fucsia	10pz
OP-ORTOBOX/V	Box porta app. Verdi	10pz

OP-ORTOBOX/ASS Box porta app. Assortiti 25pz

BiteBox



OP-BITEBOX/A	Box porta bite Azzurri	10pz
OP-BITEBOX/AR	Box porta bite Arancione	10pz
OP-BITEBOX/B	Box porta bite Bianchi	10pz
OP-BITEBOX/G	Box porta bite Gialli	10pz
OP-BITEBOX/R	Box porta bite Fucsia	10pz
OP-BITEBOX/V	Box porta bite Verdi	10pz

OP-BITEBOX/ASS Box porta bite Assortiti 25pz

XL Box



Porta apparecchi "XL Box" (ad esaurimento)
Possono contenere anche apparecchiature
grosse quali i Frankel.

OP-XLBOX/F	Box XL Fucsia	10pz
OP-XLBOX/A	Box XL Arancione	10pz
OP-XLBOX/C	Box XL Celeste	10pz
OP-XLBOX/P	Box XL Pistacchio	10pz

OP-XLBOX/ASS Box XL Colori Assortiti 20pz



NOVITA': PINZE M+G

Con la **pinza "M"** si possono creare agganci precisi per gli elastici di trazione, senza perdere tempo con forbici o altri strumenti e con la precisione di una misura senza angoli appuntiti.

Con la **pinza "G"** si possono creare alloggiamenti per bottoni piccoli, studiati appositamente per gli allineatori trasparenti, soprattutto su elementi piccoli quali i laterali.

Pinza "M"	OP-ALL/GM2
Pinza "G"	OP-ALL/GM1
Kit Pinze "M" e "G"	OP-ALL/GM-KIT



Pinza **OrthoPiù Per Rotazioni** cod. OP-SO-CA-05

Con questa pinza si possono creare delle tacche verticali negli allineatori trasparenti per facilitare le rotazioni dentali.




Pinza **OrthoPiù Per Torque** cod. OP-SO-CA-06

Con questa pinza si possono creare delle tacche orizzontali negli allineatori trasparenti per facilitare i movimenti dentali di torque.



Pinza **OrthoPiù Per Trazioni** cod. OP-SO-CA-07

Con questa pinza si possono creare delle tacche verso il margine gengivale degli allineatori trasparenti per creare dei punti trazione, dove applicare facilmente degli elastici.



Pinza **OrthoPiù Per Bottoni** cod. OP-SO-CA-08

Con questa pinza si possono creare dei fori rotondi, verso il margine gengivale degli allineatori trasparenti, per applicare con facilità sia brackets che bottoni, evitando interferenze con i tessuti molli.

Pinza **OrthoPiù Per formare bottoni**

cod. **OP-SO-CA-1**

Con questo strumento, caratterizzato dalla punta circolare di dimensioni generose, si possono formare bottoni. *N.B.: è consigliato di scaldare lo strumento con una minitorcia per facilitare la modifica, facendo attenzione a non bucare il materiale.*



Pinza **OrthoPiù Per tagliare bottoni**

cod. **OP-SO-CA-2**

Questo strumento permette di tagliare la base dei bottoni creati sulla mascherina per ottimizzare la ritenzione di eventuali ausiliari. *N.B.: è consigliato di scaldare lo strumento con una minitorcia per facilitare la modifica, facendo attenzione a non bucare il materiale.*



Pinza **OrthoPiù Per attivazioni standard**

cod. **OP-SO-CA-3**

Questa pinza ha una punta sottile e allungata, permette di creare degli uncini per l'utilizzo di trazioni elastiche oppure può essere usata per attivazioni importanti.



Pinza **OrthoPiù Per attivazioni light**

cod. **OP-SO-CA-4**

Questa pinza permette di creare attivazioni per il controllo di rotazioni, asse, traslazioni... La punta molto sottile permette attivazioni di circa 1mm.



**KIT
SUPER PROMO**

OP-SO/CA-KIT1

KIT 4 pinze per allineatori (CA1-2-3-4)

OP-SO/CA-KIT2

KIT 4 pinze per allineatori (CA5-6-7-8)

OP-OFF/70-03/ALL

KIT 3 pinze a scelta (OP-SO) per allineatori

MYLM-ACTIVATOR™ - DISPOSITIVI MIOFUNZIONALI

LM-Activator™ è disponibile nelle varianti: Low e High. Queste ultime sono disponibili con sezioni molari corte o lunghe: Short e Long. I vari modelli sono combinazioni di queste caratteristiche. La scelta del modello deve basarsi sempre su esame e diagnosi di uno specialista per trattamenti ortodontici.

LM-Activator™ è stato utilizzato da oltre un milione di pazienti in tutto il mondo per correggere malocclusioni e favorire una crescita sana di denti e mascella.

NOVITÀ!

La nuova serie My LM-Activator™

My LM-Activator™ è la nuova linea di prodotti di LM-Activator™. Con un design snello e leggero combinato a caratteristiche e morfologia ulteriormente ottimizzate, continua il percorso consolidato di LM-Activator™. Scopri sia il maggior comfort che l'adattabilità migliorata del nuovo My LM-Activator™. Con il codice colore, i modelli e le misure dei dispositivi sono facili da individuare.



My LM-Activator™ Low Short



My LM-Activator™ Low Long

Taglia	Codice
35	94435LS
40	94440LS
45	94445LS
50	94450LS
55	94455LS
60	94460LS
65	94465LS
70	94470LS


Modello basso con sezione molare corta per pazienti i cui secondi molari non sono ancora erotti.

Fornito nella scatola gialla.

Taglia	Codice
40	94440LL
45	94445LL
50	94450LL
55	94455LL
60	94460LL
65	94465LL

Modello basso con sezione molare lunga per pazienti i cui secondi molari sono già erotti.

Fornito nella scatola blu.



LM-Activator™ - Applicazione

Applicazione gratuita per guidare i pazienti all'utilizzo dell'apparecchio. L'applicazione include funzionalità come il calcolo del timer giornaliero e i promemoria. Funziona solo con i nuovi MyLM-Activator.

Scansiona il codice QR per saperne di più:



My LM-Activator™ High Short

Taglia	Codice
40	94440HS
45	94445HS
50	94450HS
55	94455HS
60	94460HS
65	94465HS

Modello alto con sezione molare corta. Il modello High è più spesso nella regione dei secondi premolari e dei molari. È stato specificamente progettato per il trattamento dei casi di morso aperto scheletrico e dentoalveolare.

Fornito nella scatola arancione.



My LM-Activator™ High Long

Taglia	Codice
45	94445HL
50	94450HL
55	94455HL
60	94460HL

Modello alto con sezione molare lunga. Il modello High è più spesso nella regione dei secondi premolari e dei molari. È stato specificamente progettato per il trattamento dei casi di morso aperto scheletrico e dentoalveolare.

Fornito nella scatola verde.

Ortho+ LM-ACTIVATOR™ / LM-ACTIVATOR 2™

I dispositivi LM-Activator™ 2 sono disponibili nella versione Reinforced, con rinforzo incisale per una maggiore durata. Consigliato per pazienti con morso profondo di età superiore agli 8 anni.



LM-Activator™ 2 Low Short

Modello basso con sezione molare corta per pazienti i cui secondi molari non sono ancora erotti. Fornito nella scatola gialla.

Taglia	Rinforzato
35	94235LSNR
40	94240LSNR
45	94245LSNR
50	94250LSNR
55	94255LSNR
60	94260LSNR
65	94265LSNR
70	94270LSNR



LM-Activator™ 2 Low Long

Modello basso con sezione molare lunga per pazienti i cui secondi molari sono già erotti. Fornito nella scatola blu.

Taglia	Rinforzato
35	94235LLNR
40	94240LLNR
45	94245LLNR
50	94250LLNR
55	94255LLNR
60	94260LLNR
65	94265LLNR
70	94270LLNR



Dispositivi LM-Activator™

LM-Activator™ è stato introdotto nel 2004 ed è stato utilizzato da oltre due milioni di pazienti in tutto il mondo. Per i piccoli pazienti si possono continuare ad utilizzare i dispositivi della linea LM-Activator™ nelle misure piccole.



LM-Activator™ Low Short

Modello basso con sezione molare corta per pazienti i cui secondi molari non sono ancora erotti.

Fornito nella scatola gialla.

Taglia	Codice
10	94010LS
15	94015LS
20	94020LS
25	94025LS
30	94030LS



LM-Activator™ Low Long

Modello basso con sezione molare lunga per pazienti i cui secondi molari sono già erotti.

Fornito nella scatola blu.

Taglia	Codice
70	94070L



LM-Activator™ High Short

Modello alto con sezione molare corta. Il modello High è più spesso nella regione dei secondi premolari e dei molari. Specificamente progettato per il trattamento dei casi di morso aperto scheletrico e dento-alveolare.

Fornito nella scatola arancione.

Taglia	Codice
20	94020HS
25	94025HS
30	94030HS
35	94035HS



LM-Activator™ High Long

Modello alto con sezione molare lunga. Il modello High è più spesso nella regione dei secondi premolari e dei molari. Specificamente progettato per il trattamento dei casi di morso aperto scheletrico e dento-alveolare.

Fornito nella scatola verde.

Taglia	Codice
65	94065H
70	94070H

LM ORTHOSIZER™

LM-OrthoSizer è il misuratore speciale appositamente studiato per scegliere la taglia corretta dell'Activator.

Posizionare la linea verticale dell'OrthoSizer tra il laterale superiore sinistro ed il canino, leggere il valore corrispondente tra il laterale superiore destro ed il canino. Può essere usato con il manico o senza.

LM-OrthoSizer	Codice
sizer senza manico (serie I+II)	OP-LM9402
manico con misuratore	OP-LM25-26XSI
manico senza misuratore	OP-LM28-26XSI

LM-OrthoSizer



LM-Trainer

Trainer S - ideale per bambini dai 4 agli 8 anni, riduce le forze muscolari facilitando l'allineamento dei denti.

Trainer M - dispositivo per trattamento pre-ortodontico progettato per aiutare lo sviluppo dentale e la crescita del viso nei bambini in dentizione mista. Riduce i problemi correlati a deglutizione, succhiamento del pollice, spinta della lingua, disfunzione labiale e di respirazione.

Trainer Braces - realizzato per essere utilizzato da bambini e adulti portatori di un'apparecchiatura fissa.



LM-Trainer **Small**

Cod. OP-LM94100S
Slot per incisivi. Lip bumper.
Piccolo e morbido.



LM-Trainer **Medium**

Cod. OP-LM94100T
Slot per incisivi e canini
Lip bumper




LM-Trainer **Braces**

Cod. OP-LM94100TB

Si usa in presenza di brackets. Agisce avanzando la mandibola per la correzione delle II classi. Previene irritazioni e lacerazioni dei tessuti molli. Lip bumper

FRESA SPECIALE PER MODIFICARE I DISPOSITIVI IN SILICONE



Fresa in carburo di Tungsteno
Forma "fiamma" 1pz

Cod. OP-FRESA/QX

LM Kit introduttivo

LM Intro Kit


Cod. Art. OP-LM94500/GP-OJ/R3

L'Intro Kit contiene un mini assortimento iniziale di 10 pezzi assortiti: 2 Trainer-M, 2 Trainer-S, 1 Trainer Braces e 5 Activator™ Low Short delle misure centrali (40/45/50/55/60).




Cosa sono i dispositivi "Shapers"

Frutto di decenni di esperienza clinica e studi condotti in oltre 15 paesi, nascono gli SHAPERS: la nuova frontiera nell'ortodonzia intercettiva. Si tratta di dispositivi ortodontici personalizzati, progettati per guidare la crescita dei denti e lo sviluppo armonico della struttura mascellare nei bambini. Grazie a una specifica morfologia e all'utilizzo di forze elastiche reattive, gli SHAPERS guidano l'eruzione dentale in modofisiologico, sviluppando un'occlusione bilanciata e un morso corretto. Promuovono inoltre il rapporto ideale tra mascellare superiore e mandibola, supportando lo sviluppo facciale armonico. I dispositivi sono realizzati in silicone medico, ideale per favorire un microbiota orale equilibrato durante il trattamento. Il materiale morbido e il design personalizzato sui dati biometrici del paziente consentono l'efficacia ed il comfort ideale durante il trattamento ortodontico.



Progettato su misura per accompagnare la crescita e trattare con precisione le malocclusioni in modo efficace



- ✓ Progettato sul singolo paziente
- ✓ Ottimizzato per la sua crescita scheletrica
- ✓ Studiato per intercettare la malocclusione in modo mirato
- ✓ Riduzione di trattamenti complessi futuri



COSA INCLUDE

- 3 dispositivi SHAPERS personalizzati
- Piattaforma web con "copilota" digitale per la valutazione dei pazienti e la selezione dei casi
- Analisi cefalometrica automatizzata
- 4 mesi di garanzia su ogni apparecchio
- App per il monitoraggio a distanza tramite piattaforma web e mobile
- Tutoraggio personale individualizzato

FINITION™ R PER CONTENZIONE

Il Finition™ R è un posizionatore preformato ideato per rifinire e mantenere il risultato della terapia ortodontica. Utilizzato immediatamente dopo il trattamento, è in grado di guidare i denti, ancora mobili, in una relazione ottimale.

Il materiale utilizzato lo rende unico nel suo genere (morbido ed elastico) e quindi molto confortevole per il paziente, che si abitua rapidamente all'uso del posizionatore. Risulta molto pratico per l'operatore che può sterilizzarlo, dopo averlo provato sul paziente, nel caso in cui la scelta della misura non fosse corretta e quindi riutilizzarlo.


Per la scelta della misura adatta è sufficiente prendere la distanza dalla linea mediana al punto distale del canino, con l'apposito misuratore e si otterrà così la misura corretta del Finition™ R.

Confezione da 1pz





MISURE	SENZA ESTRAZIONI
45mm	OP-P45-0 su ord.
46mm	OP-P46-0 su ord.
47mm	OP-P47-0 su ord.
48mm	OP-P48-0
49mm	OP-P49-0
50mm	OP-P50-0
51mm	OP-P51-0
52mm	OP-P52-0
53mm	OP-P53-0
54mm	OP-P54-0
55mm	OP-P55-0
56mm	OP-P56-0 su ord.
57mm	OP-P57-0 su ord.
58mm	OP-P58-0 su ord.
59mm	OP-P59-0 su ord.
60mm	OP-P60-0 su ord.

COME SCEGLIERE LA MISURA CORRETTA



Per la scelta del Finition™ si utilizza il misuratore specifico, si posiziona la freccia "fissa" e si fa scorrere l'altra freccia centrandola tra il canino ed il premolare, a questo punto si rileva la taglia. Successivamente, per verifica, portare la freccia "fissa" tra il canino e il premolare e spostare l'altra freccia tra il canino e il premolare dell'altro quadrante.



FRESE SPECIALI PER MODIFICARE DISPOSITIVI IN SILICONE



Fresa per modificare gli apparecchi preformati in silicone, evita di surriscaldarsi e quindi di impastare il materiale. *Confezione 1pz*

Forma conica OP-PANZER/1
Forma cilindrica OP-PANZER/2 su ord.

Fresa in carburo di Tungsteno
Forma "fiamma" 1pz

OP-FRESA/QX





Flux per saldatura

confezione da 100 gr.

OP-FLUX/100



Saldatura a base d'argento

(i prezzi della saldatura seguono l'andamento dell'argento)

conf. 25 gr. con flux (4 pz)

OP-SALDATURA/FL

conf. 50 gr.

OP-SALDATURA/50

conf. 20 gr.

OP-SALDATURA/20

Puntatrice Weldman



La **Weldman** è una puntatrice compatta e potente di nuova concezione che ha un sistema di controllo elettronico con una meccanica di precisione.

Poiché la potenza di saldatura può essere impostata senza limiti, il sistema elettronico di controllo permette regolazioni ottimali per saldature eccellenti.

L'unità si regola e si controlla con pochi pulsanti, posizionati con logica e sono facilmente accessibili.

L'interruttore a pedale rende l'utilizzo molto comodo.

L'unica puntatrice ortodontica in grado di puntare anche leghe di TMA / CNA.

Altezza 17 cm - Larghezza 11 cm
Altezza 17 cm - Larghezza 11 cm
Profondità 29 cm - Peso 4,3 kg
Profondità 29 cm - Peso 4,3 kg

Cod. Art. **OP-WELDMAN**
(su ordinazione)

MOLTO LEGGERA / COMPATTA / ROBUSTA



PINZE ORTODONTICHE SCHWERT (SPADA)

Le famose pinze Made in Germany, ormai note da anni agli ortodontisti di tutto il mondo, famose per aver sempre mantenuti i massimi standard qualitativi nelle fasi di produzione, a garanzia di uno strumento che rimanga affidabile e preciso nel tempo.

In questa pagina proponiamo una selezione di strumenti, rimandando al catalogo "Schwert ortodonzia" per la linea completa di pinze specifiche.

Tronchese distale HCS SCHWERT
con sistema di trattenuta, per fili fino a .022x.028"

OP-SW/5231



Tronchese diritto SCHWERT
per fili fino a .022x.028"

OP-SW/5254



Pinza SCHWERT toglibande corta

OP-SW/5247



Pinza SCHWERT tre becchi
per fili fino a .022x.028"

OP-SW/5132



Mathieu SCHWERT diritto 14cm

OP-SW/2053



Tronchese mini
per legature max .010

OP-SO-SC09-120T




Tronchese
per legature max .012

OP-SO-SC07-125T




Tronchese angolato a 5°
per fili max .021x025

OP-SO-SC04-125T




Tronchese per fili
max .021x025

OP-SO-SC13-120T




Tronchese distale
max fili 021x025

OP-SO-SC15-125T




Tronchese distale
manici lunghi - max fili 021x025

OP-SO-SC19-150T



Tronchese distale lungo
Flush end - max fili 021x025

OP-SO-SC189-150




PINZE DI TWEED E WEINGART ORTHOPIÙ'




Pinza di Tweed
con punte standard

OP-SO-SP42-125




Pinza di Tweed
con punte riportate

OP-SO-SP42-125T




Pinza a becchi
d'uccello

OP-SO-SP27-125T




Pinza di Weingart
con punte standard

OP-SO-SP30-145



Pinza di Weingart
con punte fini

OP-SO-SP30-145S





Spingibande SVOP OrthoPiù

Adattatore per bande in alluminio con 2 gommini di protezione intercambiabili.

Autoclavabile fino a 135°C

Cod. OP-SPINGIB/SVOP




Spingibande in plastica autoclavabile

OP-SO-SB277 punta tonda

OP-SO-SB277Q punta quadrata

Spingibande
Mershon
OP-SO-SB147-140



TOP

SIDE

TOGLI ATTACCHI E TOGLI BANDE

Pinza toglì attacchi
con punte diritte




OP-SO-SP64-135

Pinza toglì attacchi
con punte curve


OP-SO-SP65-135

Pinza toglibande
lunga

OP-SO-SP67-135



Ricambi piattelli
per togli bande 3pz



OP-SO-SP2R


OP-SO-SP4R

PINZE PER PIEGHE E PER GANCI




Pinza di Nance
a gradini

OP-SO-SP45-125




Pinza De La Rosa
senza scanalature

OP-SO-SP46-125A




Pinza De La Rosa
con scanalature

OP-SO-SP46-125




Pinza Hollow Chop

OP-SO-SP56-130




Pinza per serrare
ganci chirurgici

OP-SO-SP110-130



Pinza a V per serrare
ganci chirurgici


OP-SO-SP200





Pinza linguale Weingart
con zigrinatura speciale

OP-SO-LP01/ZF




Pinza linguale
Cinch Back

OP-SO-LP05




Tronchese linguale
per legature max 014

OP-SO-LP02




Tronchese distale linguale
con trattenuta
per fili max 018x025

OP-SO-LP03



Pinza linguale
Tweed (2 Step)

OP-SO-LP04



PORTAPINZE E PORTA AGHI (MATHIEU)



Il nuovo portapinze OrthoPiù, prodotto con un acciaio estremamente leggero permette di alloggiare 14 pinze nella sua pratica rastrelliera, molto comodo durante il trasporto perchè mantiene gli strumenti in posizione evitando che si possano mischiare danneggiandosi.

E' possibile inserire anche strumenti quali spingibande o utilità.

Cod. OP-PORTAPINZE/MET

Portapinze in acciaio - 14 posti



Mathieu
standard

OP-SO-SN140-140



Mathieu (Smaha)
con punte sottili "grip"

OP-SO-SN135-STR



Mathieu
con punte sottili

OP-SO-SN144-140



Mosquito

OP-SO-SF158-120



Strumento di
utilità

OP-SO-SB148-175



Direzionatore
di legature

OP-SO-SB151-170



Altimetro
a stilo .018

OP-STILO-018



Altimetro
a croce

OP-SO-SG207



Strumento distale
per attacchi e tubi

OP-SO-SB146-170



Pinzetta dritta
per attacchi

OP-SO-SF162-130



Pinzetta corta
per attacchi


OP-SO-SF164-125



Pinzetta per attacchi
con lama

OP-SO-SF165-145






Pinza per torque selettivo
con chiavetta

OP-SO-SP195-118


Pinza "maschio"
per torque selettivo

OP-SO-SP196




Pinza "femmina"
per torque selettivo

OP-SO-SP197




Pinza per separatori elastici

OP-SO-SP132-155




Pinza di Young
per fili max 0,7mm (.028)

OP-SO-SP49-130




Pinza di Utilità
OP-SO-SP97-150




Pinza tre becchi
per fili max 0,9mm (.036)

OP-SO-SP36-125




Pinza tre becchi da laboratorio
per fili max 1,0mm (.040)

OP-SO-SP93-145



Pinza per disgiuntori
max 1,0mm (.040)

OP-SO-SP90-130A






OrthoPiù S.r.l.

*distribuzione prodotti
per l'ortodonzia*

Viale della Libertà, 14/e - Pavia
Tel 0382.23267 Fax 0382.307188
www.orthopiu.it info@orthopiu.it



Fotografie, immagini e informazioni commerciali nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e potranno subire variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso; per la quotazione aggiornata sarà necessario contattare l'ufficio vendite OrthoPiù S.r.l.. Per le eventuali controversie sarà competente il Foro di Pavia. Le spedizioni saranno affidate a corrieri espressi nazionali con consegne entro 24/48h per la merce disponibile a magazzino. OrthoPiù S.r.l. Partita IVA e Codice Fiscale 02685070134.
Per qualsiasi informazione contattare gli uffici tel 0382.23267 oppure info@orthopiu.it