

Più rapido e sicuro

Ortho+ Ortodonzia
DISTRIBUTORE PER L'ITALIA
www.orthopiu.it - tel 0382.23267 - info@orthopiu.it

iSD900

AVVITATORE PROTESICO SENZA FILI

Con sistema di calibrazione della coppia (TCS)

Powerful Partners®

iSD900

AVVITATORE PROTESICO SENZA FILI
Con sistema di calibrazione della coppia (TCS)

NSK presenta iSD900, l'avvitatore protesico senza fili con sistema di calibrazione della coppia (TCS) per il serraggio delle viti protesiche. L'esclusivo sistema NSK consente un controllo preciso della coppia ed è semplice da usare.
iSD900 fa risparmiare tempo e consente un serraggio preciso e sicuro, migliorando così l'efficienza operativa.




Leva di comando ON/OFF con prolunga ergonomica

La leva di comando ON/OFF rimovibile facilita l'uso dello strumento. La leva è interamente autoclavabile per rispondere alle esigenze di controllo delle infezioni crociate.

3 velocità selezionabili per diverse procedure

Il display LCD mostra coppia, velocità, rotazione inversa, stato della batteria e impostazioni di calibrazione.
La lettura è chiara e l'uso intuitivo.



Display LCD intuitivo

Il display LCD mostra coppia, velocità, rotazione inversa, stato della batteria e impostazioni di calibrazione.
La lettura è chiara e l'uso intuitivo.

Tasto rotazione inversa

Tasto di calibrazione

Tasti Su / Giù
Per regolare i valori di coppia e velocità



Coppia: 35 Ncm
Velocità: 25 min⁻¹

Rotazione inversa

Rapidità operativa

iSD900 si usa con una sola mano e velocizza le procedure di avvitamento e svitamento, la retrazione della mucosa geniena e la presa del transfer da impronta. Facilita il lavoro sui molari quando lo spazio tra portaimpronta e denti antagonisti è ridotto.




Visibilità e qualità operativa

Con i cricchetti tradizionali, che richiedono l'uso di entrambe le mani, è difficile mantenere la visibilità durante la retrazione della mucosa geniena. iSD900 migliora la visibilità e facilita il lavoro clinico.



iSD900: l'uso con una sola mano offre un campo visivo più ampio.



Cricchetto: mani e dita ostacolano la visione del campo operativo.

Sistema di calibrazione della coppia (TCS)

Il TCS consente di calibrare lo strumento in pochi secondi, garantendo una coppia precisa per lavorare con tranquillità.



Modalità di calibrazione



Ampia gamma di coppia

iSD900 consente di impostare ed erogare con precisione una coppia da 10 a 40 Ncm, con incrementi di 1 o 5 Ncm.



Caricatore rapido evoluto senza contatto

La ricarica rapida senza contatti evita problemi di carica dovuti al deterioramento dei contatti metallici.



Ortho+ Ortodonzia
DISTRIBUTORE PER L'ITALIA
www.orthopiu.it - tel 0382.23267 - info@orthopiu.it

iSD900

Specifiche tecniche

Coppia: 10–40 Ncm, a incrementi di 1 o 5 Ncm
Velocità: 15, 20, 25 min^{-1}
Peso: 148 g (motore iSD900 + iSD-HP)
Tempo di ricarica: circa 90 min*
Funzionamento continuo: max 72 min*

* I tempi possono variare in base alle condizioni d'uso.



Calibratore di coppia

Set completi iSD900

MODELLO: **iSD900 (120 V)** COD. ORDINE: **Y1001357**

MODELLO: **iSD900 (230 V)** COD. ORDINE: **Y1001358**

Contenuto:
Motore iSD900, iSD-HP, caricatore rapido per iSD900
Calibratore di coppia, leva di comando ON/OFF

Ortho+ Ortodonzia
DISTRIBUTORE PER L'ITALIA
www.orthopiu.it - tel 0382.23267 - info@orthopiu.it

Ricambi iSD900



MODELLO: **Motore iSD900**
COD. ORDINE: **E1060001**



MODELLO: **iSD-HP**
COD. ORDINE: **C1060001**

Lavabile in termodisinfettore
135°C Autoclavabile fino a 135 °C

	MODELLO	COD. ORDINE		MODELLO	COD. ORDINE
	Caricatore rapido per iSD900	U1070001		Fresa di calibrazione	Z1057101
	Cavo di rete	U438550 (120V) U439550 (230V)		Leva di comando ON/OFF	Z1070001
	Calibratore di coppia	Z1056001		Batteria ricaricabile Ni-MH (Conf. da 2)	Y900103

✻Usare solo batterie ricaricabili AAA Ni-MH (nichel-metallo idruro).
Non usare batterie non ricaricabili.

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com
700 Shimohinata
Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Japan
TEL : +81 (0)289-64-3380
FAX : +81 (0)289-62-5636

EC REP
NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de
Elly-Beinhorn-Strasse 8
65760 Eschborn,
Germany
TEL : +49 (0)6196 77606-0
FAX : +49 (0)6196 77606-29

NSK United Kingdom Ltd
www.nsk-uk.com
Office 5, Gateway1000,
Arlington Business Park,
Whittle Way,
Stevenage, SG1 2FP, UK
TEL : +44 (0)1438 310670
FAX : +44 (0)1438 310671

NSK Oceania Pty Ltd
www.nsk-inc.com
Unit 22, 198-222 Young St.
Waterloo, Sydney,
NSW 2017, Australia
TEL : +61 (0)2 8306 3000
FAX : +61 (0)2 8306 3030

NSK Dental LLC
www.nskdental.com
1800 Global Parkway
Hoffman Estates, IL 60192-1578,
USA
TEL : +1 888 675 1675
FAX : +1 800 838 9328

NSK Middle East
www.nsk-inc.com
Room 6EA-701, 7th Floor,
East Wing No.6
Dubai Airport Free Zone,
PO Box 54316 Dubai, UAE
TEL : +971 (0)4-204-5507
FAX : +971 (0)4-204-5508

NSK Asia
www.nsk-inc.com
1 Maritime Square,
#09-33 HarbourFront Centre,
Singapore 099253
TEL : +65-6376-5018
FAX : +65-6376-0233

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

REF PR-D586E Ver.3 12.05.015.HG